

PCCB Monoklonaler Antikörper

Katalog-Nr.:CL488-66501

Allgemeine Informationen

Katalog-Nr.: CL488-66501	GenBank-Zugangsnummer: BC013768	Reinigungsmethode: Protein-G-Reinigung
Größe: 100ul , Konzentration: 2000 µg/ml von5096 Nanodrop und 2000 µg/ml durch die Bradford-Methode mit BSA als Standard;	GeneID (NCBI): 5096	CloneNo.: 1A9A5
Wirt: Maus	Vollständiger Name: propionyl Coenzyme A carboxylase, beta polypeptide	Empfohlene Verdünnungen: IF 1:50-1:500
Isotyp: IgG1	Berechnete Masse: 58 kDa	Anregungs-/Emissionsmaxima- Wellenlängen: 491 nm / 516 nm
Immunogen Katalognummer: AG1608	Beobachtete Masse: 58 kDa	

Anwendungen

Geprüfte Anwendungen: IF	Positivkontrollen: IF : humanes Nierengewebe,
Getestete Reaktivität: Hausschwein, Human, Maus, Ratte	


Hintergrundinformationen

Lagerung


Lagerungsbedingungen:
Bei -20°C lagern. Vor Licht schützen. Nach dem Versand ein Jahr stabil.
Lagerungspuffer:
BS mit 50% Glycerin, 0,05% Proclin300, 0,5% BSA, pH 7,3.
Aliquotieren ist nicht notwendig bei -20°C Lagerung

***** 20ul-Größen enthalten 0.1% BSA**

Ausgewählte Validierungsdaten



Immunofluorescent analysis of (4% PFA) fixed human kidney tissue using CoraLite®488 PCCB antibody (CL488-66501, Clone: 1A9A5) at dilution of 1:200.



Immunofluorescent analysis of (4% PFA) fixed human kidney tissue using CoraLite®488 PCCB antibody (CL488-66501, Clone: 1A9A5) at dilution of 1:200.