

Allgemeine Informationen

Katalog-Nr.: CL488-66558	GenBank-Zugangsnummer: BC004819	Reinigungsmethode: Protein-G-Reinigung
Größe: 100ul , Konzentration: 1000 µg/ml von26258	GeneID (NCBI): von26258	CloneNo.: 4F4C11
Nanodrop;	Vollständiger Name: pallidin homolog (mouse)	Empfohlene Verdünnungen: IF 1:50-1:500
Wirt: Maus	Berechnete Masse: 23~24 kDa	Anregungs-/Emissionsmaxima-Wellenlängen: 493 nm / 522 nm
Isotyp: IgG1	Beobachtete Masse: 26 kDa	
Immunogen Katalognummer: AG18095		

Anwendungen

Geprüfte Anwendungen: IF	Positivkontrollen: IF : MCF-7-Zellen,
Getestete Reaktivität: Human, Maus, Ratte	

Hintergrundinformationen


Pallidin, also named as PLDN and PA, is involved in the development of lysosome-related organelles, such as melanosomes and platelet-dense granules. It may play a role in intracellular vesicle trafficking, particularly in the vesicle-docking and fusion process. Pallidin interacts with syntaxin-12 which is a t-SNARE protein that mediates vesicle docking and fusion.

Lagerung

Lagerungsbedingungen:
Bei -20°C lagern. Vor Licht schützen. Nach dem Versand ein Jahr stabil.
Lagerungspuffer:
BS mit 50% Glycerin, 0,05% Proclin300, 0,5% BSA, pH 7,3.
Aliquotieren ist nicht notwendig bei -20°C Lagerung

*** 20ul-Größen enthalten 0.1% BSA

Ausgewählte Validierungsdaten



Immunofluorescent analysis of (-20°C Methanol) fixed MCF-7 cells using CoraLite® Plus 488 PLDN antibody (CL488-66558, Clone: 4F4C11) at dilution of 1:200.