

PARD3 Monoklonaler Antikörper

Katalog-Nr.:CL488-66968

Allgemeine Informationen

Katalog-Nr.: CL488-66968	GenBank-Zugangsnummer: BC011711	Reinigungsmethode: Protein-G-Reinigung
Größe: 100ul , Konzentration: 1000 µg/ml von56288 Nanodrop;	GeneID (NCBI): von56288	CloneNo.: 1D2B2
Wirt: Maus	Vollständiger Name: par-3 partitioning defective 3 homolog (C. elegans)	Empfohlene Verdünnungen: IF 1:50-1:500
Isotyp: IgG1	Berechnete Masse: 151 kDa	Anregungs-/Emissionsmaxima- Wellenlängen: 493 nm / 522 nm
Immunogen Katalognummer: AG7656	Beobachtete Masse: 170 kDa	

Anwendungen

Geprüfte Anwendungen: IF	Positivkontrollen: IF : MCF-7-Zellen,
Getestete Reaktivität: Human	

Hintergrundinformationen


PARD3 (also known as ASIP, Par3, or Bazooka) is one of PARD proteins which are essential for asymmetric cell division and polarized growth. PARD3 is involved in the establishment of cell polarity and in the asymmetric cytokinesis. It plays a role in tight junctions at epithelial cell-cell contacts.

Lagerung

Lagerungsbedingungen:
Bei -20°C lagern. Vor Licht schützen. Nach dem Versand ein Jahr stabil.
Lagerungspuffer:
BS mit 50% Glycerin, 0,05% Proclin300, 0,5% BSA, pH 7,3.
Aliquotieren ist nicht notwendig bei -20°C Lagerung

***** 20ul-Größen enthalten 0.1% BSA**

Ausgewählte Validierungsdaten



Immunofluorescent analysis of (-20°C Methanol) fixed MCF-7 cells using CoraLite® Plus 488 PARD3 antibody (CL488-66968, Clone: 1D2B2) at dilution of 1:200.