

Nur für Forschungszwecke

GART Monoklonaler Antikörper

Katalog-Nr.: CL488-67939



Allgemeine Informationen

Katalog-Nr.:
CL488-67939

Größe:
100ul, Konzentration: 1000 µg/ml von 2618
Nanodrop;

Wirt:
Maus

Isotyp:
IgG1

Immunogen Katalognummer:
AG30509

GenBank-Zugangsnummer:
BC038958

GeneID (NCBI):
von 2618

Vollständiger Name:
phosphoribosylglycinamide
formyltransferase,
phosphoribosylglycinamide
synthetase,
phosphoribosylaminoimidazole
synthetase

Berechnete Masse:
1010 aa, 108 kDa

Beobachtete Masse:
46 kDa, 108 kDa

Reinigungsmethode:
Protein-G-Reinigung

CloneNo.:
2A11E2

Empfohlene Verdünnungen:
IF 1:50-1:500

Anregungs-/Emissionsmaxima-
Wellenlängen:
493 nm / 522 nm

Anwendungen

Geprüfte Anwendungen:
IF

Getestete Reaktivität:
Human, Maus, Ratte

Positivkontrollen:

IF : HeLa-Zellen,

Hintergrundinformationen

Lagerung

Lagerungsbedingungen:

Bei -20°C lagern. Vor Licht schützen. Nach dem Versand ein Jahr stabil.

Lagerungspuffer:

BS mit 50% Glycerin, 0,05% Proclin300, 0,5% BSA, pH 7,3.

Aliquotieren ist nicht notwendig bei -20°C Lagerung

*** 20ul-Größen enthalten 0.1% BSA


For technical support and original validation data for this product please contact:

T: 1 (888) 4PTGLAB (1-888-478-4522) (toll free
in USA), or 1(312) 455-8498 (outside USA)

E: proteintech@ptglab.com
W: ptglab.com

This product is exclusively available under Proteintech Group brand and is not available to purchase from any other manufacturer.

Ausgewählte Validierungsdaten



Immunofluorescent analysis of (-20°C Methanol) fixed HeLa cells using CoraLite® Plus 488 GART antibody (CL488-67939, Clone: 2A11E2) at dilution of 1:200.