

Nur für Forschungszwecke

RON, MST1R Monoklonaler Antikörper

Katalog-Nr.: CL488-67954



Allgemeine Informationen

Katalog-Nr.: CL488-67954	GenBank-Zugangsnummer: BQ936677 NM_002447	Reinigungsmethode: Protein-G-Reinigung
Größe: 100ul, Konzentration: 1000 µg/ml von 4486 Nanodrop;	GeneID (NCBI): 4486	CloneNo.: 2D8D1
Wirt: Maus	Vollständiger Name: macrophage stimulating 1 receptor (c-met-related tyrosine kinase)	Anregungs-/Emissionsmaxima-Wellenlängen: 493 nm / 522 nm
Isotyp: IgG1	Berechnete Masse: 152 kDa	
Immunogen Katalognummer: AG28289	Beobachtete Masse: 150-185 kDa	

Anwendungen

Geprüfte Anwendungen:
FC (Intra)

Getestete Reaktivität:
Human

Hintergrundinformationen

Lagerung

Lagerungsbedingungen:
Bei -20°C lagern. Vor Licht schützen. Nach dem Versand ein Jahr stabil.

Lagerungspuffer:
BS mit 50% Glycerin, 0,05% Proclin300, 0,5% BSA, pH 7,3.


Aliquotieren ist nicht notwendig bei -20°C Lagerung

*** 20ul-Größen enthalten 0.1% BSA

For technical support and original validation data for this product please contact:
T: 1 (888) 4PTGLAB (1-888-478-4522) (toll free in USA), or 1(312) 455-8498 (outside USA)
E: proteintech@ptglab.com
W: ptglab.com

This product is exclusively available under Proteintech Group brand and is not available to purchase from any other manufacturer.

Ausgewählte Validierungsdaten



1X10⁶ PC-3 cells were intracellularly stained with 0.4 ug CoraLite® Plus 488 Anti-Human RON, MST1R (CL488-67954, Clone:2D8D1) (red), or 0.4 ug Control Antibody. Cells were fixed with 4% PFA and permeabilized with Flow Cytometry Perm Buffer (PF00011-C).