

Nur für Forschungszwecke

NCAPG Monoklonaler Antikörper

Katalog-Nr.:CL488-68082



Allgemeine Informationen

Katalog-Nr.: CL488-68082	GenBank-Zugangsnummer: BC068467	Reinigungsmethode: Protein-A-Reinigung
Größe: 100ul , Konzentration: 1000 µg/ml von64151 Nanodrop;	GeneID (NCBI): von64151	CloneNo.: 2D4D3
Wirt: Maus	Vollständiger Name: non-SMC condensin I complex, subunit G	Empfohlene Verdünnungen: IF 1:50-1:500
Isotyp: IgG2b	Berechnete Masse: 1015 aa, 114 kDa	Anregungs-/Emissionsmaxima- Wellenlängen: 493 nm / 522 nm
Immunogen Katalognummer: AG19926	Beobachtete Masse: 114 kDa	

Anwendungen

Geprüfte Anwendungen: FC (Intra), IF	Positivkontrollen: IF : U2OS-Zellen,
Getestete Reaktivität: Human	

Hintergrundinformationen

Lagerung


Lagerungsbedingungen:
Bei -20°C lagern. Vor Licht schützen. Nach dem Versand ein Jahr stabil.
Lagerungspuffer:
BS mit 50% Glycerin, 0,05% Proclin300, 0,5% BSA, pH 7,3.
Aliquotieren ist nicht notwendig bei -20°C Lagerung

*** 20ul-Größen enthalten 0.1% BSA


For technical support and original validation data for this product please contact:
T: 1 (888) 4PTGLAB (1-888-478-4522) (toll free in USA), or 1(312) 455-8498 (outside USA)
E: proteintech@ptglab.com
W: ptglab.com

This product is exclusively available under Proteintech Group brand and is not available to purchase from any other manufacturer.

Ausgewählte Validierungsdaten



Immunofluorescent analysis of (-20°C Methanol) fixed U2OS cells using Coralite® Plus 488 NCAPG antibody (CL488-68082, Clone: 2D4D3) at dilution of 1:200.



1X10⁶ U2OS cells were intracellularly stained with 0.4 ug Coralite® Plus 488 Anti-Human NCAPG (CL488-68082, Clone:2D4D3) (red), or 0.4 ug Control Antibody. Cells were fixed with 4% PFA and permeabilized with Flow Cytometry Perm Buffer (PF00011-C).