

Nur für Forschungszwecke

eIF4G2/DAP5 Monoklonaler Antikörper

Katalog-Nr.: CL555-67428



Allgemeine Informationen

Katalog-Nr.: CL555-67428	GenBank-Zugangsnummer: BC043149	Reinigungsmethode: Protein-A-Reinigung
Größe: 100ul, Konzentration: 1000 µg/ml von 1982	GeneID (NCBI): 1982	CloneNo.: 3C11A3
Nanodrop;	Vollständiger Name: eukaryotic translation initiation factor 4 gamma, 2	Empfohlene Verdünnungen: IF 1:300-1:1200
Wirt: Maus	Berechnete Masse: 907 aa, 102 kDa	Anregungs-/Emissionsmaxima-Wellenlängen: 557 nm / 570 nm
Isotyp: IgG2a	Beobachtete Masse: 97 kDa	
Immunogen Katalognummer: AG12080		

Anwendungen

Geprüfte Anwendungen: FC (Intra), IF	Positivkontrollen: IF : HepG2-Zellen,
Getestete Reaktivität: Human, Maus, Ratte	

Hintergrundinformationen

Lagerung


Lagerungsbedingungen:
Bei -20°C lagern. Vor Licht schützen. Nach dem Versand ein Jahr stabil.
Lagerungspuffer:
BS mit 50% Glycerin, 0,05% Proclin300, 0,5% BSA, pH 7,3.
Aliquotieren ist nicht notwendig bei -20°C Lagerung

*** 20ul-Größen enthalten 0.1% BSA


For technical support and original validation data for this product please contact:
T: 1 (888) 4PTGLAB (1-888-478-4522) (toll free in USA), or 1(312) 455-8498 (outside USA)
E: proteintech@ptglab.com
W: ptglab.com

This product is exclusively available under Proteintech Group brand and is not available to purchase from any other manufacturer.

Ausgewählte Validierungsdaten



1X10⁶ HeLa cells were intracellularly stained with 0.4 ug CoraLite®555 Anti-Human eIF4G2/DAP5 (CL555-67428, Clone:3C11A3) (red), or 0.4 ug Control Antibody. Cells were fixed with 4% PFA and permeabilized with Flow Cytometry Perm Buffer (PF00011-C).



Immunofluorescent analysis of (-20°C Ethanol) fixed HepG2 cells using CoraLite®555 eIF4G2/DAP5 antibody (CL555-67428, Clone: 3C11A3) at dilution of 1:600.