

Nur für Forschungszwecke

CD81 Monoklonaler Antikörper

Katalog-Nr.:CL594-65195



Allgemeine Informationen

Katalog-Nr.: CL594-65195	GenBank-Zugangsnummer: BC002978	Reinigungsmethode: Protein-G-Reinigung
Größe: 100tests ,	GeneID (NCBI): 975	CloneNo.: 5A6
Wirt: Maus	Vollständiger Name: CD81 molecule	Anregungs-/Emissionsmaxima-Wellenlängen: 588 nm / 604 nm
Isotyp: Mouse IgG1, kappa	Berechnete Masse: 26 kDa	

Anwendungen

Geprüfte Anwendungen:
FC

Getestete Reaktivität:
Human

Hintergrundinformationen

Lagerung

Lagerungsbedingungen:
Bei -20°C lagern. Vor Licht schützen.

Lagerungspuffer:
PBS mit 0,1% Natriumazid und 0,5% BSA, pH 7,3.

Aliquotieren ist nicht notwendig bei -20°C Lagerung

For technical support and original validation data for this product please contact:

T: 1 (888) 4PTGLAB (1-888-478-4522) (toll free
in USA), or 1(312) 455-8498 (outside USA)

E: proteintech@ptglab.com
W: ptglab.com

This product is exclusively available under Proteintech Group brand and is not available to purchase from any other manufacturer.

