

Nur für Forschungszwecke

CD8 Monoklonaler Antikörper

Katalog-Nr.:CL594-65204



Allgemeine Informationen

Katalog-Nr.:
CL594-65204

Größe:
100tests ,

Wirt:
Maus

Isotyp:
Mouse IgG2a

GenBank-Zugangsnummer:
BC025715

GeneID (NCBI):
925

Vollständiger Name:
CD8a molecule

Berechnete Masse:
235 aa, 26 kDa

Reinigungsmethode:
Protein-A-Reinigung

CloneNo.:
UCHT4

Anregungs-/Emissionsmaxima-
Wellenlängen:
588 nm / 604 nm

Anwendungen

Geprüfte Anwendungen:
FC

Getestete Reaktivität:
Human

Hintergrundinformationen

Lagerung

Lagerungsbedingungen:
Bei -20°C lagern. Vor Licht schützen.

Lagerungspuffer:
PBS mit 0,1% Natriumazid und 0,5% BSA, pH 7,3.

Aliquotieren ist nicht notwendig bei -20°C Lagerung

For technical support and original validation data for this product please contact:

T: 1 (888) 4PTGLAB (1-888-478-4522) (toll free
in USA), or 1(312) 455-8498 (outside USA)

E: proteintech@ptglab.com
W: ptglab.com

This product is exclusively available under Proteintech Group brand and is not available to purchase from any other manufacturer.

