

Allgemeine Informationen

Katalog-Nr.: CL594-66203	GenBank-Zugangsnummer: BC015663	Reinigungsmethode: Protein-G-Reinigung
Größe: 100ul , Konzentration: 2000 µg/ml von5270	GeneID (NCBI): 5270	CloneNo.: 1E11F12
Nanodrop;	Vollständiger Name: serpin peptidase inhibitor, clade E (nexin, plasminogen activator inhibitor type 1), member 2	Empfohlene Verdünnungen: IF 1:50-1:500
Wirt: Maus	Berechnete Masse: 44 kDa	Anregungs-/Emissionsmaxima-Wellenlängen: 588 nm / 604 nm
Isotyp: IgG1	Beobachtete Masse: 44 kDa	
Immunogen Katalognummer: AG1830		

Anwendungen

Geprüfte Anwendungen: IF	Positivkontrollen: IF : HEK-293-Zellen,
Getestete Reaktivität: Human	

Hintergrundinformationen


SERPINE2 also called protease nexin-1 or glial-derived neurite promoting factor, is a member of the serine protease inhibitor (SERPIN) superfamily. It would be a potent inhibitor of the urokinase-plasminogen activator (uPA), tissue-type PA (tPA), thrombin, trypsin, factor X_{ia}, and prostasin. SERPINE2 is widely expressed in various tissues, including endothelial cells, fibroblasts, smooth muscle cells, tumor cells, glial cells, neurons, and placental cells.

Lagerung

Lagerungsbedingungen:
Bei -20°C lagern. Vor Licht schützen. Nach dem Versand ein Jahr stabil.
Lagerungspuffer:
BS mit 50% Glycerin, 0,05% Proclin300, 0,5% BSA, pH 7,3.
Aliquotieren ist nicht notwendig bei -20°C Lagerung

***** 20ul-Größen enthalten 0.1% BSA**

Ausgewählte Validierungsdaten



Immunofluorescent analysis of (-20°C Ethanol) fixed HEK-293 cells using CL594-66203 (SERPINE2 antibody) at dilution of 1:100.