

Nur für Forschungszwecke

MCM5 Monoklonaler Antikörper

Katalog-Nr.: CL594-67049



Allgemeine Informationen

Katalog-Nr.: CL594-67049	GenBank-Zugangsnummer: BC000142	Reinigungsmethode: Protein-G-Reinigung
Größe: 100ul, Konzentration: 1000 µg/ml von	GeneID (NCBI): 4174	CloneNo.: 3B7F8
Nanodrop;	Vollständiger Name: minichromosome maintenance complex component 5	Anregungs-/Emissionsmaxima- Wellenlängen: 588 nm / 604 nm
Wirt: Maus	Berechnete Masse: 82 kDa	
Isotyp: IgG1	Beobachtete Masse: 82-88 kDa	
Immunogen Katalognummer: AG28704		

Anwendungen

Geprüfte Anwendungen:
FC (Intra)

Getestete Reaktivität:
Human

Hintergrundinformationen

Minichromosome maintenance, *S. Cerevisiae*, homolog of 5(MCM5), one component of the complex of MCM2-7, which is the putative replicative essential for once per cell cycle DNA replication initiation and elongation in eukaryotic cells. The MCM complex form a hexameric ring through the interaction surfaces of two neighboring subunits.

Lagerung

Lagerungsbedingungen:
Bei -20°C lagern. Vor Licht schützen. Nach dem Versand ein Jahr stabil.

Lagerungspuffer:
BS mit 50% Glycerin, 0,05% Proclin300, 0,5% BSA, pH 7,3.


Aliquotieren ist nicht notwendig bei -20°C Lagerung

*** 20ul-Größen enthalten 0.1% BSA

For technical support and original validation data for this product please contact:
T: 1 (888) 4PTGLAB (1-888-478-4522) (toll free in USA), or 1(312) 455-8498 (outside USA)
E: proteintech@ptglab.com
W: ptglab.com

This product is exclusively available under Proteintech Group brand and is not available to purchase from any other manufacturer.

Ausgewählte Validierungsdaten



1X10⁶ MCF-7 cells were intracellularly stained with 0.4 ug CoraLite®594 Anti-Human MCM5 (CL594-67049, Clone:3B7F8) (red), or 0.4 ug Control Antibody. Cells were fixed and permeabilized with Transcription Factor Staining Buffer Kit (PF00011).