

Allgemeine Informationen

Katalog-Nr.: CL594-67195	GenBank-Zugangsnummer: BC108307	Reinigungsmethode: Protein-A-Reinigung
Größe: 100ul , Konzentration: 979 µg/ml von Nanodrop;	GeneID (NCBI): 57532	CloneNo.: 2A4E3
Wirt: Maus	Vollständiger Name: nuclear fragile X mental retardation protein interacting protein 2	Empfohlene Verdünnungen: IF 1:50-1:500
Isotyp: IgG2b	Berechnete Masse: 695 aa, 76 kDa	Anregungs-/Emissionsmaxima- Wellenlängen: 588 nm / 604 nm
Immunogen Katalognummer: AG29040	Beobachtete Masse: 76 kDa, 82 kDa	

Anwendungen

Geprüfte Anwendungen: IF	Positivkontrollen: IF : HeLa-Zellen,
Getestete Reaktivität: Human, Maus, Ratte	

Hintergrundinformationen

Lagerung


Lagerungsbedingungen:
Bei -20°C lagern. Vor Licht schützen. Nach dem Versand ein Jahr stabil.

Lagerungspuffer:
BS mit 50% Glyzerin, 0,05% Proclin300, 0,5% BSA, pH 7,3.

Aliquotieren ist nicht notwendig bei -20°C Lagerung

*** 20ul-Größen enthalten 0.1% BSA

Ausgewählte Validierungsdaten



Immunofluorescent analysis of (4% PFA) fixed HeLa cells using Coralite®594 NUFIP2 antibody (CL594-67195, Clone: 2A4E3) at dilution of 1:200.