

Nur für Forschungszwecke

BCAR1 Monoklonaler Antikörper

Katalog-Nr.:CL594-67215



Allgemeine Informationen

Katalog-Nr.: CL594-67215	GenBank-Zugangsnummer: BC062556	Reinigungsmethode: Protein-A-Reinigung
Größe: 100ul , Konzentration: 1000 µg/ml von	GeneID (NCBI): 9564	CloneNo.: 2D11C10
Nanodrop;	Vollständiger Name: breast cancer anti-estrogen resistance	Empfohlene Verdünnungen: IF 1:50-1:500
Wirt: Maus	1	Anregungs-/Emissionsmaxima- Wellenlängen: 588 nm / 604 nm
Isotyp: IgG2a	Berechnete Masse: 870 aa, 93 kDa	
Immunogen Katalognummer: AG10604	Beobachtete Masse: 116 kDa	

Anwendungen

Geprüfte Anwendungen: FC (Intra), IF	Positivkontrollen: IF : humanes Mammakarzinomgewebe,
Getestete Reaktivität: Human	

Hintergrundinformationen

Lagerung


Lagerungsbedingungen:
Bei -20°C lagern. Vor Licht schützen.
Lagerungspuffer:
BS mit 50% Glycerin, 0,05% Proclin300, 0,5% BSA, pH 7,3.
Aliquotieren ist nicht notwendig bei -20°C Lagerung

*** 20ul-Größen enthalten 0.1% BSA


For technical support and original validation data for this product please contact:
T: 1 (888) 4PTGLAB (1-888-478-4522) (toll free in USA), or 1(312) 455-8498 (outside USA)
E: proteintech@ptglab.com
W: ptglab.com

This product is exclusively available under Proteintech Group brand and is not available to purchase from any other manufacturer.


Ausgewählte Validierungsdaten



Immunofluorescent analysis of (4% PFA) fixed human breast cancer tissue using CoraLite®594 BCAR1 antibody (CL594-67215, Clone: 2D11C10) at dilution of 1:100.



Immunofluorescent analysis of (4% PFA) fixed human breast cancer tissue using CoraLite®594 BCAR1 antibody (CL594-67215, Clone: 2D11C10) at dilution of 1:100.



1X10⁶ A431 cells were intracellularly stained with 0.4 ug CoraLite®594 Anti-Human BCAR1 (CL594-67215, Clone:2D11C10) (red), or 0.4 ug Mouse IgG2a Isotype Control (CL594-66360-2, Clone: K11A1B2A2) (blue). Cells were fixed with 4% PFA and permeabilized with Flow Cytometry Perm Buffer (PF00011-C).