

# MIP-3 Beta Polyklonaler Antikörper

Katalog-Nr.:CL647-13397

## Allgemeine Informationen

|                                                                  |                                                        |                                                                 |
|------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| Katalog-Nr.:<br>CL647-13397                                      | GenBank-Zugangsnummer:<br>BC027968                     | Reinigungsmethode:<br>Antigen-Affinitätsreinigung               |
| Größe:<br>100ul , Konzentration: 1000 µg/ml von6363<br>Nanodrop; | GenelD (NCBI):<br>von6363                              | Anregungs-/Emissionsmaxima-<br>Wellenlängen:<br>654 nm / 674 nm |
| Wirt:<br>Kaninchen                                               | Vollständiger Name:<br>chemokine (C-C motif) ligand 19 |                                                                 |
| Isotyp:<br>IgG                                                   | Berechnete Masse:<br>98 aa, 12 kDa                     |                                                                 |
| Immunogen Katalognummer:<br>AG4200                               |                                                        |                                                                 |

## Anwendungen

Geprüfte Anwendungen:  
FC (Intra)  
  
Getestete Reaktivität:  
Human

## Hintergrundinformationen

CCL19, also known as MIP-3β, is one of several CC cytokine genes clustered on the p-arm of chromosome 9. CCL19 may play a role in normal lymphocyte recirculation and homing. It also plays an important role in trafficking of T cells in thymus, and in T cell and B cell migration to secondary lymphoid organs. It specifically binds to chemokine receptor CCR7.

## Lagerung


Lagerungsbedingungen:  
Bei -20°C lagern. Vor Licht schützen. Nach dem Versand ein Jahr stabil.  
Lagerungspuffer:  
BS mit 50% Glycerin, 0,05% Proclin300, 0,5% BSA, pH 7,3.  
Aliquotieren ist nicht notwendig bei -20°C Lagerung

\*\*\* 20ul-Größen enthalten 0.1% BSA

For technical support and original validation data for this product please contact:  
T: 1 (888) 4PTGLAB (1-888-478-4522) (toll free in USA), or 1(312) 455-8498 (outside USA)  
E: [proteintech@ptglab.com](mailto:proteintech@ptglab.com)  
W: [ptglab.com](http://ptglab.com)

This product is exclusively available under Proteintech Group brand and is not available to purchase from any other manufacturer.

## Ausgewählte Validierungsdaten



1X10<sup>6</sup> A549 cells were intracellularly stained with 0.2 ug CoraLite® Plus 647 Anti-Human MIP-3 Beta (CL647-13397) (red), or 0.2 ug CL647-30000 Rabbit IgG (blue). Cells were fixed with 4% PFA and permeabilized with Flow Cytometry Perm Buffer (PF00011-C).