

Nur für Forschungszwecke

# CRCP Polyklonaler Antikörper

Katalog-Nr.:CL647-14348



## Allgemeine Informationen

|                                                      |                                                                  |                                                                 |
|------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| Katalog-Nr.:<br>CL647-14348                          | GenBank-Zugangsnummer:<br>BC040107                               | Reinigungsmethode:<br>Antigen-affinitätsgereinigt               |
| Größe:<br>100ul , Konzentration: 1000 µg/ml von27297 | GeneID (NCBI):<br>Vollständiger Name:<br>CGRP receptor component | Anregungs-/Emissionsmaxima-<br>Wellenlängen:<br>654 nm / 674 nm |
| Nanodrop;                                            | Berechnete Masse:<br>17 kDa                                      |                                                                 |
| Wirt:<br>Kaninchen                                   | Beobachtete Masse:<br>20 kDa                                     |                                                                 |
| Isotyp:<br>IgG                                       |                                                                  |                                                                 |
| Immunogen Katalognummer:<br>AG5689                   |                                                                  |                                                                 |

## Anwendungen

Geprüfte Anwendungen:  
FC (Intra)  
  
Getestete Reaktivität:  
Human, Maus, Ratte

## Hintergrundinformationen

### Lagerung


Lagerungsbedingungen:  
Bei -20°C lagern. Vor Licht schützen. Nach dem Versand ein Jahr stabil.  
Lagerungspuffer:  
BS mit 50% Glycerin, 0,05% Proclin300, 0,5% BSA, pH 7,3.  
Aliquotieren ist nicht notwendig bei -20°C Lagerung

\*\*\* 20ul-Größen enthalten 0.1% BSA

For technical support and original validation data for this product please contact:  
T: 1 (888) 4PTGLAB (1-888-478-4522) (toll free in USA), or 1(312) 455-8498 (outside USA)  
E: [proteintech@ptglab.com](mailto:proteintech@ptglab.com)  
W: [ptglab.com](http://ptglab.com)

This product is exclusively available under Proteintech Group brand and is not available to purchase from any other manufacturer.

## Ausgewählte Validierungsdaten



1X10<sup>6</sup> HeLa cells were intracellularly stained with 0.2 ug CoraLite® Plus 647 Anti-Human CRCP (CL647-14348) (red), or 0.2 ug isotype control (blue). Cells were fixed and permeabilized with Transcription Factor Staining Buffer Kit (PF00011).