

Allgemeine Informationen

Katalog-Nr.:

CL647-66006

GenBank-Zugangsnummer:

GeneID (NCBI):

Größe:

100ul , Konzentration: 1000 µg/ml von
Nanodrop;

Vollständiger Name:

Reinigungsmethode:

Protein-G-Reinigung

CloneNo.:

1F5C6

Wirt:

Maus

**Anregungs-/Emissionsmaxima-
Wellenlängen:**

654 nm / 674 nm

Isotyp:

IgG1

Anwendungen

Geprüfte Anwendungen:

FC

Getestete Reaktivität:

Rekombinantes Protein

Hintergrundinformationen

Protein tags are a protein or peptide sequences located either on the C- or N- terminal of the target protein, which can facilitate solubility, detection, purification, localization, and expression of the target protein. The HA tag corresponds to amino acid residues YPYDVPDYA of a surface glycoprotein -human influenza virus hemagglutinin (HA). The HA tag is commonly used for a variety of research applications including chromatin immunoprecipitation, ELISA, flow cytometry, western blotting, immunocytochemistry/immunofluorescence among of others.

Lagerung

Lagerungsbedingungen:

Bei -20°C lagern. Vor Licht schützen. Nach dem Versand ein Jahr stabil.

Lagerungspuffer:

BS mit 50% Glycerin, 0,05% Proclin300, 0,5% BSA, pH 7,3.

Aliquotieren ist nicht notwendig bei -20°C Lagerung

***** 20ul-Größen enthalten 0.1% BSA**

For technical support and original validation data for this product please contact:

T: 1 (888) 4PTGLAB (1-888-478-4522) (toll free
in USA), or 1(312) 455-8498 (outside USA)

E: proteintech@ptglab.com
W: ptglab.com

This product is exclusively available under Proteintech Group brand and is not available to purchase from any other manufacturer.

Ausgewählte Validierungsdaten



1X10⁶ Transfected HEK-293 cells were intracellularly stained with 0.2 ug CoraLite® Plus 647 Anti-N/A HA Tag (CL647-66006, Clone:1F5C6) (red), or 0.2 ug APC Mouse IgG2b Isotype Control (APC-65128, Clone: MPC-11) (blue). Cells were fixed with 4% PFA and permeabilized with Flow Cytometry Perm Buffer (PF00011-C).