

Nur für Forschungszwecke

BCAR1 Monoklonaler Antikörper

Katalog-Nr.:CL647-67215



Allgemeine Informationen

Katalog-Nr.: CL647-67215	GenBank-Zugangsnummer: BC062556	Reinigungsmethode: Protein-A-Reinigung
Größe: 100ul , Konzentration: 1000 µg/ml von9564 Nanodrop;	GeneID (NCBI): 9564	CloneNo.: 2D11C10
Wirt: Maus	Vollständiger Name: breast cancer anti-estrogen resistance	Anregungs-/Emissionsmaxima- Wellenlängen: 654 nm / 674 nm
Isotyp: IgG2a	Berechnete Masse: 870 aa, 93 kDa	
Immunogen Katalognummer: AG10604	Beobachtete Masse: 116 kDa	

Anwendungen

Geprüfte Anwendungen:
FC (Intra)

Getestete Reaktivität:
Human

Hintergrundinformationen

Lagerung


Lagerungsbedingungen:
Bei -20°C lagern. Vor Licht schützen. Nach dem Versand ein Jahr stabil.
Lagerungspuffer:
BS mit 50% Glycerin, 0,05% Proclin300, 0,5% BSA, pH 7,3.
Aliquotieren ist nicht notwendig bei -20°C Lagerung

*** 20ul-Größen enthalten 0.1% BSA

For technical support and original validation data for this product please contact:
T: 1 (888) 4PTGLAB (1-888-478-4522) (toll free in USA), or 1(312) 455-8498 (outside USA)
E: proteintech@ptglab.com
W: ptglab.com

This product is exclusively available under Proteintech Group brand and is not available to purchase from any other manufacturer.

Ausgewählte Validierungsdaten



1X10⁶ HeLa cells were intracellularly stained with 0.2 µg CoraLite® Plus 647 Anti-Human BCAR1 (CL647-67215, Clone:2D11C10) (red), or 0.2 µg isotype control (blue). Cells were fixed with 4% PFA and permeabilized with Flow Cytometry Perm Buffer (PF00011-C).