

À des fins de recherche uniquement

Anticorps Polyclonal de lapin anti-NXT1



Numéro de catalogue: 10067-2-AP

Informations de base

Numéro de catalogue:

10067-2-AP

Taille:

150ul, Concentration: 547 µg/ml by Bradford method using BSA as the standard;

Hôte:

Lapin

Isotype:

IgG

Immunogen Catalog Number:

AG0116

Numéro d'acquisition GenBank:

BC000759

Identification du gène (NCBI):

29107

Nom complet:

NTF2-like export factor 1

MW calculé

15 kDa

Méthode de purification:

Purification par affinité contre l'antigène

Applications

Applications testées:

ELISA

Spécificité de l'espèce:

Humain, rat, souris

Informations générales

NXT1 is located in the nuclear envelope and is homologous to nuclear transport factor 2. NXT1 functions as a nuclear export factor in both RAN (Ras-related nuclear protein)- and CRM1 (required for chromosome region maintenance)-dependent pathways. It is found to stimulate the export of U1 snRNA in RAN- and CRM1-dependent pathways and the export of tRNA and mRNA in a CRM1-independent pathway. NXT1 also heterodimerizes with Tap protein and regulates the ability of Tap protein to mediate nuclear mRNA export.

Stockage

Stockage:

Stocker à -20°C. Stable pendant un an après l'expédition.

Tampon de stockage:

PBS avec azoture de sodium à 0,02 % et glycérol à 50 % pH 7,3

L'aliquotage n'est pas nécessaire pour le stockage à -20C

*** Les 20ul contiennent 0,1% de BSA.

For technical support and original validation data for this product please contact:

T: 1 (888) 4PTGLAB (1-888-478-4522) (toll free in USA), or 1(312) 455-8498 (outside USA)

E: proteintech@ptglab.com

W: ptglab.com

This product is exclusively available under Proteintech Group brand and is not available to purchase from any other manufacturer.

