

À des fins de recherche uniquement

Anticorps Polyclonal de lapin anti-Calpain 6



Numéro de catalogue: 10120-1-AP

3 Publications

Informations de base

Numéro de catalogue:

10120-1-AP

Taille:

150ul, Concentration: 500 µg/ml by Nanodrop;

Hôte:

Lapin

Isotype:

IgG

Immunogen Catalog Number:

AG0160

Numéro d'acquisition GenBank:

BC000730

Identification du gène (NCBI):

827

Nom complet:

calpain 6

MW calculé

75 kDa

MW observés:

66-75 kDa

Méthode de purification:

Purification par affinité contre l'antigène

Dilutions recommandées:

WB 1:500-1:1000

IP 0.5-4.0 ug for IP and 1:200-1:1000 for WB

Applications

Applications testées:

IP, WB, ELISA

Demandes citées:

IF, IHC, WB

Spécificité de l'espèce:

Humain, rat, souris

Espèces citées:

Humain, rat

Contrôles positifs:

WB : tissu placentaire humain, cellules A549, tissu placentaire de souris

IP : tissu placentaire humain,

Informations générales

Publications notables

Auteur	Pubmed ID	Journal	Application
Xiaojuan Su	31403686	J Neuropathol Exp Neurol	WB, IF
Shinobu Goto	32852077	Am J Reprod Immunol	WB, IHC
Yufan Zhang	37243758	Amino Acids	WB

Stockage

Stockage:

Stocker à -20°C. Stable pendant un an après l'expédition.

Tampon de stockage:

PBS avec azoture de sodium à 0,02 % et glycérol à 50 % pH 7,3

L'aliquotage n'est pas nécessaire pour le stockage à -20C

*** Les 20ul contiennent 0,1% de BSA.


For technical support and original validation data for this product please contact:

T: 1 (888) 4PTGLAB (1-888-478-4522) (toll free in USA), or 1(312) 455-8498 (outside USA)


E: proteintech@ptglab.com
W: ptglab.com

This product is exclusively available under Proteintech Group brand and is not available to purchase from any other manufacturer.

Données de validation sélectionnées



Various lysates were subjected to SDS PAGE followed by western blot with 10120-1-AP (Calpain 6 antibody) at dilution of 1:600 incubated at room temperature for 1.5 hours.



IP Result of anti-Calpain 6 (IP:10120-1-AP, 4ug; Detection:10120-1-AP 1:300) with human placenta tissue lysate 1520ug.