

À des fins de recherche uniquement

Anticorps Polyclonal de lapin anti-CPNE1



Numéro de catalogue: 10126-2-AP

2 Publications

Informations de base

Numéro de catalogue:

10126-2-AP

Taille:

150ul, Concentration: 400 µg/ml by Nanodrop and 200 µg/ml by Bradford method using BSA as the standard;

Hôte:

Lapin

Isotype:

IgG

Immunogen Catalog Number:

AG0139

Numéro d'acquisition GenBank:

BC001142

Identification du gène (NCBI):

8904

Nom complet:

copine I

MW calculé

59 kDa

MW observés:

59 kDa

Méthode de purification:

Purification par affinité contre l'antigène

Dilutions recommandées:

WB 1:500-1:2000

Applications

Applications testées:

WB, ELISA

Demandes citées:

WB

Spécificité de l'espèce:

Humain

Espèces citées:

Humain

Contrôles positifs:

WB : cellules A431, cellules HEK-293T

Informations générales

Copines are a family of evolutionarily conserved calcium-dependent phospholipid-binding proteins (PMID: 9430674). They contain two Ca(2+)- and phospholipid-binding domains known as C2 domains. Copines are potentially involved in regulating membrane trafficking and in protein-protein interactions.

Publications notables

Autrice	Pubmed ID	Journal	Application
Yang Wang	34977878	MedComm (2020)	WB
C Heinrich	20010870	Oncogene	WB

Stockage

Stockage:

Stocker à -20°C. Stable pendant un an après l'expédition.

Tampon de stockage:

PBS avec azoture de sodium à 0,02 % et glycérol à 50 % pH 7,3

L'aliquotage n'est pas nécessaire pour le stockage à -20C

*** Les 20ul contiennent 0,1% de BSA.

For technical support and original validation data for this product please contact:


T: 1 (888) 4PTGLAB (1-888-478-4522) (toll free in USA), or 1(312) 455-8498 (outside USA)

E: proteintech@ptglab.com

W: ptglab.com

This product is exclusively available under Proteintech Group brand and is not available to purchase from any other manufacturer.

Données de validation sélectionnées



Various lysates were subjected to SDS PAGE followed by western blot with 10126-2-AP (CPNE1 antibody) at dilution of 1:1000 incubated at room temperature for 1.5 hours.