

À des fins de recherche uniquement

Anticorps Polyclonal de lapin anti-TBRG4



Numéro de catalogue: 10177-2-AP

Informations de base

Numéro de catalogue: 10177-2-AP	Numéro d'acquisition GenBank: BC002732	Méthode de purification: Purification par affinité contre l'antigène
Taille: 150ul, Concentration: 2000 µg/ml by Nanodrop and 620 µg/ml by Bradford method using BSA as the standard;	Identification du gène (NCBI): 9238	Dilutions recommandées: WB 1:500-1:2000
Hôte: Lapin	Nom complet: transforming growth factor beta regulator 4	
Isotype: IgG	MW calculé 71 kDa	
Immunogen Catalog Number: AG0212	MW observés: 58 kDa	

Applications

Applications testées: WB, ELISA	Contrôles positifs: WB : cellules A431, cellules HepG2
Spécificité de l'espèce: Humain	

Informations générales

Stockage


Stockage:
Stocker à -20°C. Stable pendant un an après l'expédition.
Tampon de stockage:
PBS avec azoture de sodium à 0,02 % et glycérol à 50 % pH 7,3
L'aliquotage n'est pas nécessaire pour le stockage à -20°C

*** Les 20ul contiennent 0,1% de BSA.

For technical support and original validation data for this product please contact:
T: 1 (888) 4PTGLAB (1-888-478-4522) (toll free in USA), or 1(312) 455-8498 (outside USA)
E: proteintech@ptglab.com
W: ptglab.com

This product is exclusively available under Proteintech Group brand and is not available to purchase from any other manufacturer.

Données de validation sélectionnées



A431 cells were subjected to SDS PAGE followed by western blot with 10177-2-AP (TBRG4 Antibody) at dilution of 1:1000 incubated at room temperature for 1.5 hours.