

À des fins de recherche uniquement

Anticorps Polyclonal de lapin anti-LPO



Numéro de catalogue: 10376-1-AP

2 Publications

Informations de base

Numéro de catalogue:

10376-1-AP

Taille:

150ul, Concentration: 160 µg/ml by Nanodrop and 167 µg/ml by Bradford method using BSA as the standard;

Hôte:

Lapin

Isotype:

IgG

Numéro d'acquisition GenBank:

BC107167

Identification du gène (NCBI):

4025

Nom complet:

lactoperoxidase

MW calculé

80 kDa

MW observés:

80 kDa

Méthode de purification:

Purification par affinité contre l'antigène

Dilutions recommandées:

WB 1:500-1:2000

IHC 1:20-1:200

Applications

Applications testées:

IHC, WB, ELISA

Demandes citées:

WB

Spécificité de l'espèce:

Humain

Espèces citées:

Humain

Remarque-IHC: il est suggéré de démasquer l'antigène avec un tampon de TE buffer pH 9.0; (*) À défaut, 'le démasquage de l'antigène peut être 'effectué avec un tampon citrate pH 6.0.

Contrôles positifs:

WB : tissu salivaire humain, cellules K-562

IHC : tissu de cancer du côlon humain, tissu de cancer du sein humain

Informations générales

Publications notables

Autrice	Pubmed ID	Journal	Application
Marlena Godlewska	29513734	PLoS One	WB
Marlena Godlewska	28575127	PLoS One	

Stockage

Stockage:

Stocker à -20°C. Stable pendant un an après l'expédition.

Tampon de stockage:

PBS avec azoture de sodium à 0,02 % et glycérol à 50 % pH 7,3

L'aliquotage n'est pas nécessaire pour le stockage à -20C

*** Les 20ul contiennent 0,1% de BSA.


For technical support and original validation data for this product please contact:

T: 1 (888) 4PTGLAB (1-888-478-4522) (toll free in USA), or 1(312) 455-8498 (outside USA)


E: proteintech@ptglab.com
W: ptglab.com

This product is exclusively available under Proteintech Group brand and is not available to purchase from any other manufacturer.


Données de validation sélectionnées



human saliva were subjected to SDS PAGE followed by western blot with 10376-1-AP (LPO Antibody) at dilution of 1:1000 incubated at 4 degree celsius over night.



Immunohistochemical analysis of paraffin-embedded human colon cancer tissue slide using 10376-1-AP (LPO Antibody) at dilution of 1:50 (under 10x lens).



Immunohistochemical analysis of paraffin-embedded human colon cancer tissue slide using 10376-1-AP (LPO Antibody) at dilution of 1:50 (under 40x lens).