

À des fins de recherche uniquement

Anticorps Polyclonal de lapin anti- HEM1; NCKAP1L



Numéro de catalogue: 10454-1-AP

Informations de base

Numéro de catalogue:

10454-1-AP

Taille:

150ul, Concentration: 247 µg/ml by Bradford method using BSA as the standard;

Hôte:

Lapin

Isotype:

IgG

Immunogen Catalog Number:

AG0706

Numéro d'acquisition GenBank:

BC001604

Identification du gène (NCBI):

3071

Nom complet:

NCK-associated protein 1-like

MW calculé

128 kDa

Méthode de purification:

Purification par affinité contre l'antigène

Applications

Applications testées:

ELISA

Spécificité de l'espèce:

Humain, rat, souris

Informations générales

Membrane-associated protein HEM1 encoded by human NCKAP1L (Nck-associated protein 1-like) gene belongs to the HEM family of tissue-specific transmembrane proteins which are highly conserved from invertebrates through mammals. HEM1 is characterized as hematopoietic cell-specific actin regulatory protein. HEM1 is a component of the "WAVE" complex, which signals downstream of activated Rac to stimulate F-actin polymerization in response to immuno-receptor signaling. Therefore, HEM1 may be essential for most active processes dependent on reorganization of the actin cytoskeleton in immune cells.

Stockage

Stockage:

Stocker à -20°C. Stable pendant un an après l'expédition.

Tampon de stockage:

PBS avec azoture de sodium à 0,02 % et glycérol à 50 % pH 7,3

L'aliquotage n'est pas nécessaire pour le stockage à -20C

*** Les 20ul contiennent 0,1% de BSA.

For technical support and original validation data for this product please contact:

T: 1 (888) 4PTGLAB (1-888-478-4522) (toll free in USA), or 1(312) 455-8498 (outside USA)

E: proteintech@ptglab.com
W: ptglab.com

This product is exclusively available under Proteintech Group brand and is not available to purchase from any other manufacturer.

