

À des fins de recherche uniquement

Anticorps Polyclonal de lapin anti-CCRN4L



Numéro de catalogue: 10714-1-AP

Informations de base

Numéro de catalogue:

10714-1-AP

Taille:

150ul , Concentration: 353 µg/ml by Bradford method using BSA as the standard;

Hôte:

Lapin

Isotype:

IgG

Immunogen Catalog Number:

AG1172

Numéro d'acquisition GenBank:

BC021963

Identification du gène (NCBI):

25819

Nom complet:

CCR4 carbon catabolite repression 4-like (*S. cerevisiae*)

MW calculé

47 kDa

Méthode de purification:

Purification par affinité contre l'antigène

Applications

Applications testées:

ELISA

Spécificité de l'espèce:

Humain, rat, souris

Informations générales

CCRN4L is highly similar to Nocturnin, a gene identified as a circadian clock regulated gene in *Xenopus laevis*. This protein and Nocturnin protein share similarity with the C terminal domain of a yeast transcription factor, carbon catabolite repression 4 (CCR4). The mRNA abundance of a similar gene in mouse has been shown to exhibit circadian rhythmicity, which suggests a role for this protein in clock function or as a circadian clock effector.

Stockage

Stockage:

Stocker à -20°C. Stable pendant un an après l'expédition.

Tampon de stockage:

PBS avec azoture de sodium à 0,02 % et glycérol à 50 % pH 7,3

L'aliquotage n'est pas nécessaire pour le stockage à -20°C

*** Les 20ul contiennent 0,1% de BSA.

For technical support and original validation data for this product please contact:

T: 1 (888) 4PTGLAB (1-888-478-4522) (toll free in USA), or 1(312) 455-8498 (outside USA)

E: proteintech@ptglab.com

W: ptglab.com

This product is exclusively available under Proteintech Group brand and is not available to purchase from any other manufacturer.

