

À des fins de recherche uniquement

Anticorps Polyclonal de lapin anti-DOM3Z



Numéro de catalogue: 11015-2-AP

Phare

5 Publications

Informations de base

Numéro de catalogue:

11015-2-AP

Taille:

150ul, Concentration: 240 µg/ml by Nanodrop and 173 µg/ml by Bradford method using BSA as the standard;

Hôte:

Lapin

Isotype:

IgG

Immunogen Catalog Number:

AG1491

Numéro d'acquisition GenBank:

BC009344

Identification du gène (NCBI):

1797

Nom complet:

dom-3 homolog Z (C. elegans)

MW calculé

43.6 kDa

MW observés:

45 kDa

Méthode de purification:

Purification par affinité contre l'antigène

Dilutions recommandées:

WB 1:200-1:1000

IP 0.5-4.0 ug for IP and 1:200-1:1000 for WB

IHC 1:20-1:200

Applications

Applications testées:

IHC, IP, WB, ELISA

Demandes citées:

IF, WB

Spécificité de l'espèce:

Humain, rat, souris

Espèces citées:

Humain

Remarque-IHC: il est suggéré de démasquer l'antigène avec un tampon de TE buffer pH 9.0; (*) A défaut, 'le démasquage de l'antigène peut être 'effectué avec un tampon citrate pH 6,0.

Contrôles positifs:

WB : tissu testiculaire de souris, cellules SH-SY5Y

IP : tissu testiculaire de souris,

IHC : tissu de cancer du sein humain,

Informations générales

Publications notables

Autrice	Pubmed ID	Journal	Application
Zheng Dinghai D	21750099	RNA	WB, IF
Ewa Grudzien-Nogalska	31101919	Nat Chem Biol	WB
Frédéric Picard-Jean	29601584	PLoS One	IF

Stockage

Stockage:

Stocker à -20°C. Stable pendant un an après l'expédition.

Tampon de stockage:

PBS avec azoture de sodium à 0,02 % et glycérol à 50 % pH 7,3

L'aliquotage n'est pas nécessaire pour le stockage à -20C

*** Les 20ul contiennent 0,1% de BSA.

For technical support and original validation data for this product please contact:

T: 1 (888) 4PTGLAB (1-888-478-4522) (toll free in USA), or 1(312) 455-8498 (outside USA)


E: proteintech@ptglab.com
W: ptglab.com

This product is exclusively available under Proteintech Group brand and is not available to purchase from any other manufacturer.


Données de validation sélectionnées



mouse testis tissue were subjected to SDS PAGE followed by western blot with 11015-2-AP (DOM3Z antibody) at dilution of 1:300 incubated at room temperature for 1.5 hours.



Immunohistochemical analysis of paraffin-embedded human breast cancer using 11015-2-AP (DOM3Z antibody) at dilution of 1:50 (under 25x lens).



IP Result of anti-DOM3Z (IP:11015-2-AP, 4ug; Detection:11015-2-AP 1:300) with mouse testis tissue lysate 4000ug.