

À des fins de recherche uniquement

Anticorps Polyclonal de lapin anti-TSNAX



Numéro de catalogue: 11040-1-AP

Informations de base

Numéro de catalogue:

11040-1-AP

Taille:

150ul, Concentration: 300 µg/ml by Nanodrop and 133 µg/ml by Bradford method using BSA as the standard;

Hôte:

Lapin

Isotype:

IgG

Immunogen Catalog Number:

AG1507

Numéro d'acquisition GenBank:

BC011797

Identification du gène (NCBI):

7257

Nom complet:

translin-associated factor X

MW calculé

33 kDa

Méthode de purification:

Purification par affinité contre l'antigène

Dilutions recommandées:

IP 0.5-4.0 ug for IP and 1:200-1:1000 for WB

IHC 1:20-1:200

IF 1:20-1:200

Applications

Applications testées:

IF, IHC, IP, ELISA

Spécificité de l'espèce:

Humain, rat, souris

Remarque-IHC: il est suggéré de démasquer l'antigène avec un tampon de TE buffer pH 9.0; (*) À défaut, 'le démasquage de l'antigène peut être 'effectué avec un tampon citrate pH 6.0.

Contrôles positifs:

IP: cellules HeLa,

IHC: tissu de gliome humain,

IF: cellules MCF-7,

Informations générales

Stockage

Stockage:

Stocker à -20°C. Stable pendant un an après l'expédition.

Tampon de stockage:

PBS avec azoture de sodium à 0,02 % et glycérol à 50 % pH 7,3

L'aliquotage n'est pas nécessaire pour le stockage à -20C

*** Les 20ul contiennent 0,1% de BSA.

For technical support and original validation data for this product please contact:


T: 1 (888) 4PTGLAB (1-888-478-4522) (toll free in USA), or 1(312) 455-8498 (outside USA)

E: proteintech@ptglab.com


W: ptglab.com

This product is exclusively available under Proteintech Group brand and is not available to purchase from any other manufacturer.


Données de validation sélectionnées



Immunohistochemical analysis of paraffin-embedded human gliomas using 11040-1-AP (TSNAX antibody) at dilution of 1:50 (under 10x lens).



Immunofluorescent analysis of MCF-7 cells, using TSNAX antibody 11040-1-AP at 1:50 dilution and FITC-labeled donkey anti-rabbit IgG(green). Blue pseudocolor = DAPI (fluorescent DNA dye).



IP Result of anti-TSNAX (IP:11040-1-AP, 4ug; Detection:11040-1-AP 1:300) with HeLa cells lysate 2400ug.