

À des fins de recherche uniquement

Anticorps Polyclonal de lapin anti-NT5C3



Numéro de catalogue: 11393-1-AP

1 Publications

Informations de base

Numéro de catalogue:

11393-1-AP

Taille:

150ul, Concentration: 450 µg/ml by Nanodrop and 400 µg/ml by Bradford method using BSA as the standard;

Hôte:

Lapin

Isotype:

IgG

Immunogen Catalog Number:

AG1949

Numéro d'acquisition GenBank:

BC015856

Identification du gène (NCBI):

51251

Nom complet:

5'-nucleotidase, cytosolic III

MW calculé

297 aa, 34 kDa

MW observés:

33-38 kDa

Méthode de purification:

Purification par affinité contre l'antigène

Dilutions recommandées:

WB 1:500-1:1000

IP 0.5-4.0 ug for IP and 1:500-1:1000 for WB

IHC 1:20-1:200

Applications

Applications testées:

IHC, IP, WB, ELISA

Demandes citées:

WB

Spécificité de l'espèce:

Humain, rat, souris

Espèces citées:

souris

Remarque-IHC: il est suggéré de démasquer l'antigène avec un tampon de TE buffer pH 9.0; (*) À défaut, 'le démasquage de l'antigène peut être effectué avec un tampon citrate pH 6,0.

Contrôles positifs:

WB : tissu de muscle squelettique humain, tissu placentaire de souris, tissu rénal de souris

IP : tissu rénal de souris,

IHC : tissu de cancer du côlon humain,

Informations générales

Publications notables

Autrice	Pubmed ID	Journal	Application
Qing Dai	36302989	Nat Biotechnol	WB

Stockage

Stockage:

Stocker à -20°C. Stable pendant un an après l'expédition.

Tampon de stockage:

PBS avec azoture de sodium à 0,02 % et glycérol à 50 % pH 7,3

L'aliquotage n'est pas nécessaire pour le stockage à -20C

*** Les 20ul contiennent 0,1% de BSA.


For technical support and original validation data for this product please contact:

T: 1 (888) 4PTGLAB (1-888-478-4522) (toll free in USA), or 1(312) 455-8498 (outside USA)


E: proteintech@ptglab.com
W: ptglab.com

This product is exclusively available under Proteintech Group brand and is not available to purchase from any other manufacturer.


Données de validation sélectionnées



human skeletal muscle tissue were subjected to SDS PAGE followed by western blot with 11393-1-AP (NT5C3 antibody) at dilution of 1:500 incubated at room temperature for 1.5 hours.



IP result of anti-NT5C3 (IP:11393-1-AP, 4ug; Detection:11393-1-AP 1:500) with mouse kidney tissue lysate 3000 ug.



Immunohistochemical analysis of paraffin-embedded human colon cancer using 11393-1-AP (NT5C3 antibody) at dilution of 1:50 (under 10x lens).