

À des fins de recherche uniquement

Anticorps Polyclonal de lapin anti-CAPS1



Numéro de catalogue: 11490-2-AP

Informations de base

Numéro de catalogue:

11490-2-AP

Taille:

150ul, Concentration: 300 µg/ml by Nanodrop and 300 µg/ml by Bradford method using BSA as the standard;

Hôte:

Lapin

Isotype:

IgG

Immunogen Catalog Number:

AG1975

Numéro d'acquisition GenBank:

BC015754

Identification du gène (NCBI):

8618

Nom complet:

Ca⁺⁺-dependent secretion activator

MW calculé

1353 aa, 153 kDa

MW observés:

150 kDa

Méthode de purification:

Purification par affinité contre l'antigène

Dilutions recommandées:

WB 1:500-1:1000

IHC 1:50-1:500

IF 1:50-1:500

Applications

Applications testées:

IF, IHC, WB, ELISA

Spécificité de l'espèce:

Humain, rat, souris

Remarque-IHC: il est suggéré de démasquer l'antigène avec un tampon de TE buffer pH 9.0; (*) À défaut, 'le démasquage de l'antigène peut être 'effectué avec un tampon citrate pH 6.0.

Contrôles positifs:

WB : tissu cérébral de rat, tissu cérébral de souris

IHC : tissu pancréatique humain,

IF : cellules SH-SY5Y,

Informations générales

Stockage

Stockage:

Stocker à -20°C. Stable pendant un an après l'expédition.

Tampon de stockage:

PBS avec azoture de sodium à 0,02 % et glycérol à 50 % pH 7,3

L'aliquotage n'est pas nécessaire pour le stockage à -20°C

*** Les 20ul contiennent 0,1% de BSA.

For technical support and original validation data for this product please contact:


T: 1 (888) 4PTGLAB (1-888-478-4522) (toll free in USA), or 1(312) 455-8498 (outside USA)

E: proteintech@ptglab.com


W: ptglab.com

This product is exclusively available under Proteintech Group brand and is not available to purchase from any other manufacturer.

Données de validation sélectionnées




Immunohistochemical analysis of paraffin-embedded human pancreas tissue slide using 11490-2-AP (CAPS1 antibody at dilution of 1:200 (under 10x lens).



Immunohistochemical analysis of paraffin-embedded human pancreas tissue slide using 11490-2-AP (CAPS1 antibody at dilution of 1:200 (under 40x lens).



rat brain tissue were subjected to SDS PAGE followed by western blot with 11490-2-AP (CAPS1 antibody at dilution of 1:600 incubated at room temperature for 1.5 hours.



Immunofluorescent analysis of (-20°C Acetone) fixed SH-SY5Y cells using 11490-2-AP (CAPS1 antibody) at dilution of 1:50 and Alexa Fluor 488-conjugated AffiniPure Goat Anti-Rabbit IgG(H+L).