

À des fins de recherche uniquement

# Anticorps Polyclonal de lapin anti-MED17



Numéro de catalogue: 11505-1-AP

1 Publications

## Informations de base

Numéro de catalogue:  
11505-1-AP

Taille:  
150ul , Concentration: 400 µg/ml by Nanodrop and 200 µg/ml by Bradford method using BSA as the standard;

Hôte:  
Lapin

Isotype:  
IgG

Immunogen Catalog Number:  
AG2057

Numéro d'acquisition GenBank:  
BC021101

Identification du gène (NCBI):  
9440

Nom complet:  
mediator complex subunit 17

MW calculé  
651 aa, 73 kDa

MW observés:  
80 kDa

Méthode de purification:  
Purification par affinité contre l'antigène

Dilutions recommandées:  
WB 1:500-1:1000

## Applications

Applications testées:  
WB, ELISA

Demandes citées:  
IF

Spécificité de l'espèce:  
Humain, rat, souris

Espèces citées:  
Humain

Contrôles positifs:

WB : tissu hépatique humain,

## Informations générales

### Publications notables

| Autrice      | Pubmed ID | Journal    | Application |
|--------------|-----------|------------|-------------|
| Haining Zhou | 26743940  | Nat Commun | IF          |

## Stockage

Stockage:

Stocker à -20°C. Stable pendant un an après l'expédition.

Tampon de stockage:

PBS avec azoture de sodium à 0,02 % et glycérol à 50 % pH 7,3

L'aliquotage n'est pas nécessaire pour le stockage à -20C

\*\*\* Les 20ul contiennent 0,1% de BSA.

For technical support and original validation data for this product please contact:

T: 1 (888) 4PTGLAB (1-888-478-4522) (toll free in USA), or 1(312) 455-8498 (outside USA)

E: proteintech@ptglab.com  
W: ptglab.com

This product is exclusively available under Proteintech Group brand and is not available to purchase from any other manufacturer.

## Données de validation sélectionnées



human liver tissue were subjected to SDS PAGE followed by western blot with 11505-1-AP (MED17 antibody) at dilution of 1:600 incubated at room temperature for 1.5 hours.