

À des fins de recherche uniquement

Anticorps Polyclonal de lapin anti-NRSN1



Numéro de catalogue: 11523-1-AP

Informations de base

Numéro de catalogue:

11523-1-AP

Taille:

150ul , Concentration: 147 µg/ml by Bradford method using BSA as the standard;

Hôte:

Lapin

Isotype:

IgG

Immunogen Catalog Number:

AG2087

Numéro d'acquisition GenBank:

BC023514

Identification du gène (NCBI):

140767

Nom complet:

neurensin 1

MW calculé

195 aa, 21 kDa

Méthode de purification:

Purification par affinité contre l'antigène

Applications

Applications testées:

IHC, ELISA

Spécificité de l'espèce:

Humain, rat, souris

Informations générales

NRSN1, also named as VMP and Neuro-p24, is a vesicular membrane protein with MW 24 kDa. It is a unique membranous protein that has a microtubule-binding domain and is specifically expressed in neurons. NRSN1 plays an active role in axonal regeneration as well as in embryonic development and neurite extension.

Stockage

Stockage:

Stocker à -20°C. Stable pendant un an après l'expédition.

Tampon de stockage:

PBS avec azoture de sodium à 0,02 % et glycérol à 50 % pH 7,3

L'aliquotage n'est pas nécessaire pour le stockage à -20C

*** Les 20ul contiennent 0,1% de BSA.

For technical support and original validation data for this product please contact:

T: 1 (888) 4PTGLAB (1-888-478-4522) (toll free in USA), or 1(312) 455-8498 (outside USA)

E: proteintech@ptglab.com
W: ptglab.com

This product is exclusively available under Proteintech Group brand and is not available to purchase from any other manufacturer.

