

À des fins de recherche uniquement

Anticorps Polyclonal de lapin anti-IgG Lambda Light Chain



Numéro de catalogue: 11541-1-AP

Informations de base

Numéro de catalogue:

11541-1-AP

Taille:

150ul, Concentration: 550 µg/ml by Nanodrop and 333 µg/ml by Bradford method using BSA as the standard;

Hôte:

Lapin

Isotype:

IgG

Immunogen Catalog Number:

AG2064

Numéro d'acquisition GenBank:

BC020233

Identification du gène (NCBI):

3535

Nom complet:

immunoglobulin lambda locus

MW calculé

237 aa, 25 kDa

MW observés:

25 kDa

Méthode de purification:

Purification par affinité contre l'antigène

Dilutions recommandées:

WB 1:500-1:2000

IHC 1:50-1:500

IF 1:200-1:800

Applications

Applications testées:

IF, IHC, WB, ELISA

Spécificité de l'espèce:

Humain

Remarque-IHC: il est suggéré de démasquer l'antigène avec un tampon de TE buffer pH 9.0; (*) À défaut, 'le démasquage de l'antigène peut être effectué avec un tampon citrate pH 6.0.

Contrôles positifs:

WB : tissu plasmatique humain, tissu splénique humain

IHC : tissu d'amygdalite humain,

IF : tissu d'amygdalite humain,

Informations générales

This antibody detects the lambda light chain of human IgG.

Stockage

Stockage:

Stocker à -20°C. Stable pendant un an après l'expédition.

Tampon de stockage:

PBS avec azoture de sodium à 0,02 % et glycérol à 50 % pH 7,3

L'aliquotage n'est pas nécessaire pour le stockage à -20°C

*** Les 20ul contiennent 0,1% de BSA.

For technical support and original validation data for this product please contact:


T: 1 (888) 4PTGLAB (1-888-478-4522) (toll free in USA), or 1(312) 455-8498 (outside USA)

E: proteintech@ptglab.com


W: ptglab.com

This product is exclusively available under Proteintech Group brand and is not available to purchase from any other manufacturer.


Données de validation sélectionnées



Immunohistochemical analysis of paraffin-embedded human tonsillitis tissue slide using 11541-1-AP (IgG Lambda Light Chain antibody) at dilution of 1:200 (under 4x lens). Heat mediated antigen retrieval with Tris-EDTA buffer (pH 9.0).



Immunofluorescent analysis of (4% PFA) fixed human tonsillitis tissue using IgG Lambda Light Chain antibody (11541-1-AP) at dilution of 1:400 and CoraLite®488-Conjugated AffiniPure Goat Anti-Rabbit IgG(H+L).



human plasma (0.3 ug) were subjected to SDS PAGE followed by western blot with 11541-1-AP (IgG light chain Antibody) at dilution of 1:1000 incubated at room temperature for 1.5 hours.