

À des fins de recherche uniquement

Anticorps Polyclonal de lapin anti-TNS4



Numéro de catalogue: 11580-1-AP

Phare

2 Publications

Informations de base

Numéro de catalogue:

11580-1-AP

Taille:

150ul, Concentration: 300 µg/ml by Nanodrop and 173 µg/ml by Bradford method using BSA as the standard;

Hôte:

Lapin

Isotype:

IgG

Immunogen Catalog Number:

AG2169

Numéro d'acquisition GenBank:

BC018706

Identification du gène (NCBI):

84951

Nom complet:

tensin 4

MW calculé

715 aa, 77 kDa

MW observés:

77 kDa

Méthode de purification:

Purification par affinité contre l'antigène

Dilutions recommandées:

WB 1:500-1:2000

IHC 1:20-1:200

IF 1:50-1:500

Applications

Applications testées:

FC, IF, IHC, WB, ELISA

Demandes citées:

IF, WB

Spécificité de l'espèce:

Humain, rat, souris

Espèces citées:

Humain, souris

Remarque-IHC: il est suggéré de démasquer l'antigène avec un tampon de TE buffer pH 9,0; (*) A défaut, 'le démasquage de l'antigène peut être 'effectué avec un tampon citrate pH 6,0.

Contrôles positifs:

WB : cellules HepG2, cellules NIH/3T3, cellules PC-12, cellules RAW 264.7, tissu placentaire humain

IHC : tissu de cancer du foie humain,

IF : cellules A549,

Informations générales

Publications notables

Autrice	Pubmed ID	Journal	Application
Xiumin Qi	32534709	Pathol Res Pract	WB
Elizabeth M Boazak	33634081	Front Bioeng Biotechnol	IF

Stockage

Stockage:

Stocker à -20°C. Stable pendant un an après l'expédition.

Tampon de stockage:

PBS avec azoture de sodium à 0,02 % et glycérol à 50 % pH 7,3

L'aliquotage n'est pas nécessaire pour le stockage à -20C

*** Les 20ul contiennent 0,1% de BSA.


For technical support and original validation data for this product please contact:

T: 1 (888) 4PTGLAB (1-888-478-4522) (toll free in USA), or 1(312) 455-8498 (outside USA)


E: proteintech@ptglab.com
W: ptglab.com

This product is exclusively available under Proteintech Group brand and is not available to purchase from any other manufacturer.


Données de validation sélectionnées




Immunofluorescent analysis of (-20°C Ethanol) fixed A549 cells using 11580-1-AP (TNS4 antibody) at dilution of 1:50 and Alexa Fluor 488-conjugated AffiniPure Goat Anti-Rabbit IgG(H+L).




Various lysates were subjected to SDS PAGE followed by western blot with 11580-1-AP (TNS4 antibody) at dilution of 1:1000 incubated at room temperature for 1.5 hours.



human placenta tissue were subjected to SDS PAGE followed by western blot with 11580-1-AP (TNS4 antibody) at dilution of 1:800 incubated at room temperature for 1.5 hours.



Immunohistochemical analysis of paraffin-embedded human liver cancer tissue slide using 11580-1-AP (TNS4 Antibody) at dilution of 1:50 (under 40x lens).



1X10⁶ HepG2 cells were stained with 0.2ug TNS4 antibody (11580-1-AP, red) and control antibody (blue). Fixed with 90% MeOH blocked with 3% BSA (30 min). Alexa Fluor 488-conjugated AffiniPure Goat Anti-Rabbit IgG(H+L) with dilution 1:1000.