

À des fins de recherche uniquement

Anticorps Polyclonal de lapin anti-PRRG2



Numéro de catalogue: 11618-1-AP

Informations de base

Numéro de catalogue:

11618-1-AP

Taille:

150ul, Concentration: 450 µg/ml by Nanodrop and 373 µg/ml by Bradford method using BSA as the standard;

Hôte:

Lapin

Isotype:

IgG

Immunogen Catalog Number:

AG2197

Numéro d'acquisition GenBank:

BC026032

Identification du gène (NCBI):

5639

Nom complet:

proline rich Gla (G-carboxyglutamic acid) 2

MW calculé

179 aa, 20 kDa

MW observés:

16 kDa

Méthode de purification:

Purification par affinité contre l'antigène

Dilutions recommandées:

WB 1:500-1:2000

Applications

Applications testées:

WB, ELISA

Spécificité de l'espèce:

Humain, rat, souris

Contrôles positifs:

WB : cellules A549,

Informations générales

Stockage

Stockage:

Stocker à -20°C. Stable pendant un an après l'expédition.

Tampon de stockage:

PBS avec azote de sodium à 0,02 % et glycérol à 50 % pH 7,3

L'aliquotage n'est pas nécessaire pour le stockage à -20°C

*** Les 20ul contiennent 0,1% de BSA.

For technical support and original validation data for this product please contact:

T: 1 (888) 4PTGLAB (1-888-478-4522) (toll free in USA), or 1(312) 455-8498 (outside USA)

E: proteintech@ptglab.com

W: ptglab.com

This product is exclusively available under Proteintech Group brand and is not available to purchase from any other manufacturer.

Données de validation sélectionnées



A549 cells were subjected to SDS PAGE followed by western blot with 11618-1-AP (PRRG2 antibody) at dilution of 1:300 incubated at room temperature for 1.5 hours.