

À des fins de recherche uniquement

Anticorps Polyclonal de lapin anti-MCHR1



Numéro de catalogue: 11656-2-AP

Informations de base

Numéro de catalogue: 11656-2-AP	Numéro d'acquisition GenBank: BC021146	Méthode de purification: Purification par affinité contre l'antigène
Taille: 150ul, Concentration: 350 µg/ml by Nanodrop and 267 µg/ml by Bradford method using BSA as the standard;	Identification du gène (NCBI): 2847	Dilutions recommandées: WB 1:500-1:2000 IHC 1:20-1:200
Hôte: Lapin	Nom complet: melanin-concentrating hormone receptor 1	
Isotype: IgG	MW calculé: 422 aa, 46 kDa	
Immunogen Catalog Number: AG2224	MW observés: 46 kDa	

Applications

Applications testées:
IHC, WB, ELISA

Spécificité de l'espèce:
Humain, rat, souris

Remarque-IHC: *il est suggéré de démasquer l'antigène avec un tampon de **TE buffer pH 9.0**; (*) À défaut, le démasquage de l'antigène peut être effectué avec un tampon citrate pH 6,0.*

Contrôles positifs:

WB : cellules SH-SY5Y,

IHC : tissu cardiaque humain, tissu cardiaque de souris, tissu cérébral de souris, tissu cérébral humain

Informations générales

Stockage

Stockage:

Stocker à -20°C. Stable pendant un an après l'expédition.

Tampon de stockage:

PBS avec azoture de sodium à 0,02 % et glycérol à 50 % pH 7,3

L'aliquotage n'est pas nécessaire pour le stockage à -20C

*** Les 20ul contiennent 0,1% de BSA.


For technical support and original validation data for this product please contact:

T: 1 (888) 4PTGLAB (1-888-478-4522) (toll free in USA), or 1(312) 455-8498 (outside USA)


E: proteintech@ptglab.com
W: ptglab.com

This product is exclusively available under Proteintech Group brand and is not available to purchase from any other manufacturer.


Données de validation sélectionnées



SH-SY5Y cells were subjected to SDS PAGE followed by western blot with 11656-2-AP (MCHR1 Antibody) at dilution of 1:1000 incubated at room temperature for 1.5 hours.



Immunohistochemical analysis of paraffin-embedded human heart tissue slide using 11656-2-AP (MCHR1 Antibody) at dilution of 1:50 (under 10x lens).



Immunohistochemical analysis of paraffin-embedded human heart tissue slide using 11656-2-AP (MCHR1 Antibody) at dilution of 1:50 (under 40x lens).