

À des fins de recherche uniquement

Anticorps Polyclonal de lapin anti-SPATA6



Numéro de catalogue: 11849-1-AP

4 Publications

Informations de base

Numéro de catalogue:

11849-1-AP

Taille:

150ul, Concentration: 600 µg/ml by Nanodrop and 320 µg/ml by Bradford method using BSA as the standard;

Hôte:

Lapin

Isotype:

IgG

Immunogen Catalog Number:

AG2413

Numéro d'acquisition GenBank:

BC020660

Identification du gène (NCBI):

54558

Nom complet:

spermatogenesis associated 6

MW calculé

472 aa, 54 kDa

MW observés:

54-56 kDa

Méthode de purification:

Purification par affinité contre l'antigène

Dilutions recommandées:

WB 1:500-1:1000

IP 0.5-4.0 ug for IP and 1:500-1:1000 for WB

IHC 1:20-1:200

Applications

Applications testées:

IHC, IP, WB, ELISA

Demandes citées:

ColP, IF, IHC, WB

Spécificité de l'espèce:

Humain, rat, souris

Espèces citées:

Humain, souris

Remarque-IHC: il est suggéré de démasquer l'antigène avec un tampon de TE buffer pH 9,0; (*) A défaut, 'le démasquage de l'antigène peut être 'effectué avec un tampon citrate pH 6,0.

Contrôles positifs:

WB : tissu testiculaire de souris, tissu ovarien de souris

IP : tissu testiculaire de souris,

IHC : tissu testiculaire humain,

Informations générales

Publications notables

Autrice	Pubmed ID	Journal	Application
Xiang Wang	36415156	Clin Genet	WB, IF, ColP
Jie Xie	32142724	Toxicol Appl Pharmacol	WB
Xiaodan Li	33667862	Theriogenology	IHC, IF, WB

Stockage

Stockage:

Stocker à -20°C. Stable pendant un an après l'expédition.

Tampon de stockage:

PBS avec azoture de sodium à 0,02 % et glycérol à 50 % pH 7,3

L'aliquotage n'est pas nécessaire pour le stockage à -20C

*** Les 20ul contiennent 0,1% de BSA.


For technical support and original validation data for this product please contact:

T: 1 (888) 4PTGLAB (1-888-478-4522) (toll free in USA), or 1(312) 455-8498 (outside USA)


E: proteintech@ptglab.com
W: ptglab.com

This product is exclusively available under Proteintech Group brand and is not available to purchase from any other manufacturer.


Données de validation sélectionnées




mouse testis tissue were subjected to SDS PAGE followed by western blot with 11849-1-AP (SPATA6 antibody) at dilution of 1:800 incubated at room temperature for 1.5 hours.



IP Result of anti-SPATA6 (IP:11849-1-AP, 4ug; Detection:11849-1-AP 1:800) with mouse testis tissue lysate 4000ug.



Immunohistochemical analysis of paraffin-embedded human testis tissue slide using 11849-1-AP (SPATA6 Antibody) at dilution of 1:50 (under 10x lens).



Immunohistochemical analysis of paraffin-embedded human testis tissue slide using 11849-1-AP (SPATA6 Antibody) at dilution of 1:50 (under 40x lens).