

À des fins de recherche uniquement

Anticorps Polyclonal de lapin anti-MS4A7



Numéro de catalogue: 11864-1-AP

Informations de base

Numéro de catalogue:

11864-1-AP

Taille:

150ul, Concentration: 600 µg/ml by Nanodrop and 133 µg/ml by Bradford method using BSA as the standard;

Hôte:

Lapin

Isotype:

IgG

Immunogen Catalog Number:

AG2442

Numéro d'acquisition GenBank:

BC020673

Identification du gène (NCBI):

58475

Nom complet:

membrane-spanning 4-domains, subfamily A, member 7

MW calculé

240 aa, 26 kDa

MW observés:

26 kDa

Méthode de purification:

Purification par affinité contre l'antigène

Dilutions recommandées:

WB 1:500-1:1000

Applications

Applications testées:

WB, ELISA

Spécificité de l'espèce:

Humain

Contrôles positifs:

WB : BV-2 cells, cellules K-562

Informations générales

Stockage

Stockage:

Stocker à -20°C. Stable pendant un an après l'expédition.

Tampon de stockage:

PBS avec azote de sodium à 0,02 % et glycérol à 50 % pH 7,3

L'aliquotage n'est pas nécessaire pour le stockage à -20°C

*** Les 20ul contiennent 0,1% de BSA.

For technical support and original validation data for this product please contact:


T: 1 (888) 4PTGLAB (1-888-478-4522) (toll free in USA), or 1(312) 455-8498 (outside USA)

E: proteintech@ptglab.com

W: ptglab.com

This product is exclusively available under Proteintech Group brand and is not available to purchase from any other manufacturer.

Données de validation sélectionnées



Various lysates were subjected to SDS PAGE followed by western blot with 11864-1-AP (MS4A7 antibody) at dilution of 1:600 incubated at room temperature for 1.5 hours.