

À des fins de recherche uniquement

Anticorps Polyclonal de lapin anti-JWA/GTRAP3-18



Numéro de catalogue: 11877-1-AP

Informations de base

Numéro de catalogue:

11877-1-AP

Taille:

150ul, Concentration: 133 µg/ml by Bradford method using BSA as the standard;

Hôte:

Lapin

Isotype:

IgG

Immunogen Catalog Number:

AG2470

Numéro d'acquisition GenBank:

BC020797

Identification du gène (NCBI):

10550

Nom complet:

ADP-ribosylation-like factor 6 interacting protein 5

MW calculé

188 aa, 22 kDa

Méthode de purification:

Purification par affinité contre l'antigène

Applications

Applications testées:

ELISA

Spécificité de l'espèce:

Humain, rat, souris

Informations générales

This protein, ARL6IP5 or GTRAP3-18, localizes to the cell membrane and cytoplasm, and specifically interacts with the carboxy-terminal intracellular domain of EAAC1, functioning in EAAC1-mediated glutamate transport. The monomer tended to form multimers including the dimer(50-60kd).

Stockage

Stockage:

Stocker à -20°C. Stable pendant un an après l'expédition.

Tampon de stockage:

PBS avec azoture de sodium à 0,02 % et glycérol à 50 % pH 7,3

L'aliquotage n'est pas nécessaire pour le stockage à -20C

*** Les 20ul contiennent 0,1% de BSA.

For technical support and original validation data for this product please contact:

T: 1 (888) 4PTGLAB (1-888-478-4522) (toll free in USA), or 1(312) 455-8498 (outside USA)

E: proteintech@ptglab.com

W: ptglab.com

This product is exclusively available under Proteintech Group brand and is not available to purchase from any other manufacturer.

