

À des fins de recherche uniquement

Anticorps Polyclonal de lapin anti-USP48



Numéro de catalogue: 12076-1-AP

2 Publications

Informations de base

Numéro de catalogue:

12076-1-AP

Taille:

150ul, Concentration: 450 µg/ml by Nanodrop and 233 µg/ml by Bradford method using BSA as the standard;

Hôte:

Lapin

Isotype:

IgG

Immunogen Catalog Number:

AG2749

Numéro d'acquisition GenBank:

BC013567

Identification du gène (NCBI):

84196

Nom complet:

ubiquitin specific peptidase 48

MW calculé

1035 aa, 119 kDa

MW observés:

119 kDa

Méthode de purification:

Purification par affinité contre l'antigène

Dilutions recommandées:

WB 1:500-1:2000

IP 0.5-4.0 µg for IP and 1:200-1:1000 for WB

IHC 1:50-1:500

Applications

Applications testées:

IHC, IP, WB, ELISA

Demandes citées:

IHC, IP

Spécificité de l'espèce:

Humain, rat, souris

Espèces citées:

Humain, souris

Remarque-IHC: il est suggéré de démasquer l'antigène avec un tampon de TE buffer pH 9,0; (*) A défaut, 'le démasquage de l'antigène peut être effectué avec un tampon citrate pH 6,0.

Contrôles positifs:

WB : cellules PC-3, cellules HeLa

IP : cellules HeLa,

IHC : tissu de cancer du pancréas humain,

Informations générales

Publications notables

Autrice	Pubmed ID	Journal	Application
Christine Galant	30608617	Rheumatology (Oxford)	IHC
Jiacheng Yu	36864656	Eur J Pain	IP

Stockage

Stockage:

Stocker à -20°C. Stable pendant un an après l'expédition.

Tampon de stockage:

PBS avec azoture de sodium à 0,02 % et glycérol à 50 % pH 7,3

L'aliquotage n'est pas nécessaire pour le stockage à -20C

*** Les 20ul contiennent 0,1% de BSA.


For technical support and original validation data for this product please contact:

T: 1 (888) 4PTGLAB (1-888-478-4522) (toll free in USA), or 1(312) 455-8498 (outside USA)


E: proteintech@ptglab.com
W: ptglab.com

This product is exclusively available under Proteintech Group brand and is not available to purchase from any other manufacturer.


Données de validation sélectionnées




PC-3 cells were subjected to SDS PAGE followed by western blot with 12076-1-AP (USP48 antibody) at dilution of 1:300 incubated at room temperature for 1.5 hours.



Immunohistochemical analysis of paraffin-embedded human pancreas cancer tissue slide using 12076-1-AP (USP48 antibody) at dilution of 1:200 (under 10x lens). Heat mediated antigen retrieval with Tris-EDTA buffer (pH 9.0).



Immunohistochemical analysis of paraffin-embedded human pancreas cancer tissue slide using 12076-1-AP (USP48 antibody) at dilution of 1:200 (under 40x lens). Heat mediated antigen retrieval with Tris-EDTA buffer (pH 9.0).



IP Result of anti-USP48 (IP:12076-1-AP, 4ug; Detection:12076-1-AP 1:300) with HeLa cells lysate 3200ug.