

À des fins de recherche uniquement

Anticorps Polyclonal de lapin anti-UBLCP1



Numéro de catalogue: 12099-1-AP

Informations de base

Numéro de catalogue:

12099-1-AP

Taille:

150ul, Concentration: 500 µg/ml by Nanodrop and 333 µg/ml by Bradford method using BSA as the standard;

Hôte:

Lapin

Isotype:

IgG

Immunogen Catalog Number:

AG2743

Numéro d'acquisition GenBank:

BC013425

Identification du gène (NCBI):

134510

Nom complet:

ubiquitin-like domain containing CTD phosphatase 1

MW calculé

318 aa, 37 kDa

MW observés:

37 kDa

Méthode de purification:

Purification par affinité contre l'antigène

Dilutions recommandées:

WB 1:500-1:2000

IP 0.5-4.0 µg for IP and 1:500-1:1000 for WB

IHC 1:20-1:200

IF 1:20-1:200

Applications

Applications testées:

IF, IHC, IP, WB, ELISA

Spécificité de l'espèce:

Humain, rat, souris

Remarque-IHC: il est suggéré de démasquer l'antigène avec un tampon de TE buffer pH 9.0; (*) À défaut, 'le démasquage de l'antigène peut être effectué avec un tampon citrate pH 6.0.

Contrôles positifs:

WB : cellules K-562, tissu cérébral humain

IP : cellules K-562,

IHC : tissu de tumeur ovarienne humaine,

IF : cellules HeLa,

Informations générales

Stockage

Stockage:

Stocker à -20°C. Stable pendant un an après l'expédition.

Tampon de stockage:

PBS avec azote de sodium à 0,02 % et glycérol à 50 % pH 7,3

L'aliquotage n'est pas nécessaire pour le stockage à -20°C

*** Les 20ul contiennent 0,1% de BSA.

For technical support and original validation data for this product please contact:


T: 1 (888) 4PTGLAB (1-888-478-4522) (toll free in USA), or 1(312) 455-8498 (outside USA)

E: proteintech@ptglab.com


W: ptglab.com

This product is exclusively available under Proteintech Group brand and is not available to purchase from any other manufacturer.


Données de validation sélectionnées




K-562 cells were subjected to SDS PAGE followed by western blot with 12099-1-AP (UBLCP1 antibody) at dilution of 1:500 incubated at room temperature for 1.5 hours.



Immunohistochemical analysis of paraffin-embedded human ovary tumor using 12099-1-AP (UBLCP1 antibody) at dilution of 1:50 (under 10x lens).



Immunofluorescent analysis of HeLa cells, using UBLCP1 antibody 12099-1-AP at 1:50 dilution and FITC-labeled donkey anti-rabbit IgG (green). Blue pseudocolor = DAPI (fluorescent DNA dye).



IP Result of anti-UBLCP1 (IP:12099-1-AP, 3ug; Detection:12099-1-AP 1:500) with K-562 cells lysate 1760ug.