

À des fins de recherche uniquement

Anticorps Polyclonal de lapin anti-SGCE



Numéro de catalogue: 12407-1-AP

1 Publications

Informations de base

Numéro de catalogue:

12407-1-AP

Taille:

150ul, Concentration: 350 µg/ml by Nanodrop and 207 µg/ml by Bradford method using BSA as the standard;

Hôte:

Lapin

Isotype:

IgG

Immunogen Catalog Number:

AG3118

Numéro d'acquisition GenBank:

BC021709

Identification du gène (NCBI):

8910

Nom complet:

sarcoglycan, epsilon

MW calculé

437 aa, 50 kDa

MW observés:

50 kDa

Méthode de purification:

Purification par affinité contre l'antigène

Dilutions recommandées:

WB 1:500-1:1000

IP 0.5-4.0 ug for IP and 1:500-1:1000 for WB

IF 1:10-1:100

Applications

Applications testées:

IF, IP, WB, ELISA

Demandes citées:

WB

Spécificité de l'espèce:

Humain, rat, souris

Espèces citées:

souris

Contrôles positifs:

WB : tissu cérébral de souris, tissu cardiaque de souris, tissu cardiaque humain, tissu cérébral humain

IP : tissu cardiaque de souris,

IF : cellules HeLa,

Informations générales

Publications notables

Autrice	Pubmed ID	Journal	Application
Fumiaki Yokoi	20627944	J Biochem	WB

Stockage

Stockage:

Stocker à -20°C. Stable pendant un an après l'expédition.

Tampon de stockage:

PBS avec azoture de sodium à 0,02 % et glycérol à 50 % pH 7,3

L'aliquotage n'est pas nécessaire pour le stockage à -20C

*** Les 20ul contiennent 0,1% de BSA.

For technical support and original validation data for this product please contact:


T: 1 (888) 4PTGLAB (1-888-478-4522) (toll free in USA), or 1(312) 455-8498 (outside USA)

E: proteintech@ptglab.com


W: ptglab.com

This product is exclusively available under Proteintech Group brand and is not available to purchase from any other manufacturer.


Données de validation sélectionnées



mouse brain tissue were subjected to SDS PAGE followed by western blot with 12407-1-AP (SGCE antibody) at dilution of 1:500 incubated at room temperature for 1.5 hours.



IP Result of anti-SGCE (IP:12407-1-AP, 4ug; Detection:12407-1-AP 1:500) with mouse heart tissue lysate 4000ug.



Immunofluorescent analysis of HeLa cells using 12407-1-AP (SGCE antibody) at dilution of 1:25 and Alexa Fluor 488-conjugated AffiniPure Goat Anti-Rabbit IgG(H+L).