

À des fins de recherche uniquement

# Anticorps Polyclonal de lapin anti-DPP10



Numéro de catalogue: 12553-1-AP

## Informations de base

Numéro de catalogue:	12553-1-AP	Numéro d'acquisition GenBank:	BC030832	Méthode de purification:	Purification par affinité contre l'antigène
Taille:	150ul, Concentration: 133 µg/ml by Bradford method using BSA as the standard;	Identification du gène (NCBI):	57628		
Hôte:	Lapin	Nom complet:	dipeptidyl-peptidase 10		
Isotype:	IgG	MW calculé	796 aa, 91 kDa		
Immunogen Catalog Number:	AG3231				

## Applications

Applications testées:  
ELISA

Spécificité de l'espèce:  
Humain, rat, souris

## Informations générales

### Stockage

Stockage:  
Stocker à -20°C. Stable pendant un an après l'expédition.

Tampon de stockage:  
PBS avec azoture de sodium à 0,02 % et glycérol à 50 % pH 7,3

L'aliquotage n'est pas nécessaire pour le stockage à -20C

**\*\*\* Les 20ul contiennent 0,1% de BSA**

For technical support and original validation data for this product please contact:

T: 1 (888) 4PTGLAB (1-888-478-4522) (toll free in USA), or 1(312) 455-8498 (outside USA)

E: [proteintech@ptglab.com](mailto:proteintech@ptglab.com)  
W: [ptglab.com](http://ptglab.com)

This product is exclusively available under Proteintech Group brand and is not available to purchase from any other manufacturer.

