

À des fins de recherche uniquement

Anticorps Polyclonal de lapin anti-COG8



Numéro de catalogue: 12661-1-AP

1 Publications

Informations de base

Numéro de catalogue:

12661-1-AP

Taille:

150ul, Concentration: 700 µg/ml by Nanodrop and 367 µg/ml by Bradford method using BSA as the standard;

Hôte:

Lapin

Isotype:

IgG

Immunogen Catalog Number:

AG3341

Numéro d'acquisition GenBank:

BC017492

Identification du gène (NCBI):

84342

Nom complet:

component of oligomeric golgi complex 8

MW calculé

612 aa, 68 kDa

MW observés:

68 kDa

Méthode de purification:

Purification par affinité contre l'antigène

Dilutions recommandées:

WB 1:500-1:2000

Applications

Applications testées:

WB, ELISA

Demandes citées:

WB

Spécificité de l'espèce:

Humain, rat, souris

Espèces citées:

Humain

Contrôles positifs:

WB : cellules HeLa, cellules HepG2, cellules MCF-7, cellules NIH/3T3, cellules Raji

Informations générales

Publications notables

Autrice	Pubmed ID	Journal	Application
Xihua Yue	34876695	Commun Biol	WB

Stockage

Stockage:

Stocker à -20°C. Stable pendant un an après l'expédition.

Tampon de stockage:

PBS avec azoture de sodium à 0,02 % et glycérol à 50 % pH 7,3

L'aliquotage n'est pas nécessaire pour le stockage à -20°C

*** Les 20ul contiennent 0,1% de BSA.

For technical support and original validation data for this product please contact:


T: 1 (888) 4PTGLAB (1-888-478-4522) (toll free in USA), or 1(312) 455-8498 (outside USA)

E: proteintech@ptglab.com

W: ptglab.com

This product is exclusively available under Proteintech Group brand and is not available to purchase from any other manufacturer.

Données de validation sélectionnées



Various lysates were subjected to SDS PAGE followed by western blot with 12661-1-AP (COG8 antibody) at dilution of 1:1000 incubated at room temperature for 1.5 hours.