

À des fins de recherche uniquement

Anticorps Polyclonal de lapin anti-SMG5



Numéro de catalogue: 12694-1-AP

3 Publications

Informations de base

Numéro de catalogue:
12694-1-AP

Taille:
150ul, Concentration: 150 µg/ml by
Nanodrop and 133 µg/ml by Bradford
method using BSA as the standard;

Hôte:
Lapin

Isotype:
IgG

Immunogen Catalog Number:
AG3424

Numéro d'acquisition GenBank:
BC038296

Identification du gène (NCBI):
23381

Nom complet:
Smg-5 homolog, nonsense mediated
mRNA decay factor (C. elegans)

MW calculé
1016 aa, 114 kDa

Méthode de purification:
Purification par affinité contre
l'antigène

Applications

Applications testées:
ELISA

Demandes citées:
WB

Spécificité de l'espèce:
Humain

Espèces citées:
Humain

Informations générales

Publications notables

Autrice	Pubmed ID	Journal	Application
Lauren E Cowen	31511540	Sci Rep	WB
Lauren E Cowen	29235495	Sci Rep	WB
Kathleen Ho	33820915	Sci Rep	WB

Stockage

Stockage:

Stocker à -20°C. Stable pendant un an après l'expédition.

Tampon de stockage:

PBS avec azoture de sodium à 0,02 % et glycérol à 50 % pH 7,3

L'aliquotage n'est pas nécessaire pour le stockage à -20C

*** Les 20ul contiennent 0,1% de BSA.

For technical support and original validation data for this product please contact:

T: 1 (888) 4PTGLAB (1-888-478-4522) (toll free
in USA), or 1(312) 455-8498 (outside USA)

E: proteintech@ptglab.com
W: ptglab.com

This product is exclusively available under Proteintech Group brand and is not available to purchase from any other manufacturer.

