

À des fins de recherche uniquement

Anticorps Polyclonal de lapin anti-MOBKL1A



Numéro de catalogue: 12790-1-AP

4 Publications

Informations de base

Numéro de catalogue:

12790-1-AP

Taille:

150ul, Concentration: 1200 µg/ml by Nanodrop and 827 µg/ml by Bradford method using BSA as the standard;

Hôte:

Lapin

Isotype:

IgG

Immunogen Catalog Number:

AG3509

Numéro d'acquisition GenBank:

BC038112

Identification du gène (NCBI):

92597

Nom complet:

MOB1, Mps One Binder kinase activator-like 1A (yeast)

MW calculé

216 aa, 25 kDa

MW observés:

25 kDa

Méthode de purification:

Purification par affinité contre l'antigène

Dilutions recommandées:

WB 1:500-1:3000

IP 0.5-4.0 ug for IP and 1:500-1:2000 for WB

IHC 1:20-1:200

Applications

Applications testées:

IHC, IP, WB, ELISA

Demandes citées:

IHC, WB

Spécificité de l'espèce:

Humain, rat, souris

Espèces citées:

Humain, souris

Remarque-IHC: il est suggéré de démasquer l'antigène avec un tampon de TE buffer pH 9.0; (*) A défaut, 'le démasquage de l'antigène peut être 'effectué avec un tampon citrate pH 6,0.

Contrôles positifs:

WB : cellules Jurkat,

IP : cellules Jurkat,

IHC : tissu de cancer du pancréas humain,

Informations générales

Publications notables

Autrice	Pubmed ID	Journal	Application
Yang Han	31076566	Cell Death Dis	IHC
Tianyanxin Sun	26040669	Biol Reprod	IHC
Lingjiao Meng	34983617	Breast Cancer Res	WB

Stockage

Stockage:

Stocker à -20°C. Stable pendant un an après l'expédition.

Tampon de stockage:

PBS avec azoture de sodium à 0,02 % et glycérol à 50 % pH 7,3

L'aliquotage n'est pas nécessaire pour le stockage à -20C

*** Les 20ul contiennent 0,1% de BSA.


For technical support and original validation data for this product please contact:

T: 1 (888) 4PTGLAB (1-888-478-4522) (toll free in USA), or 1(312) 455-8498 (outside USA)


E: proteintech@ptglab.com
W: ptglab.com

This product is exclusively available under Proteintech Group brand and is not available to purchase from any other manufacturer.


Données de validation sélectionnées



Jurkat cells were subjected to SDS PAGE followed by western blot with 12790-1-AP (MOBK1A antibody) at dilution of 1:500 incubated at room temperature for 1.5 hours.



Immunohistochemical analysis of paraffin-embedded human pancreas cancer using 12790-1-AP (MOBK1A antibody) at dilution of 1:100 (under 10x lens).



IP Result of anti-MOBKL1A (IP:12790-1-AP, 4ug; Detection:12790-1-AP 1:1000) with Jurkat cells lysate 2800ug.