

À des fins de recherche uniquement

Anticorps Polyclonal de lapin anti-HAAO



Numéro de catalogue: 12791-1-AP

2 Publications

Informations de base

Numéro de catalogue:

12791-1-AP

Taille:

150ul, Concentration: 550 µg/ml by Nanodrop and 287 µg/ml by Bradford method using BSA as the standard;

Hôte:

Lapin

Isotype:

IgG

Immunogen Catalog Number:

AG3511

Numéro d'acquisition GenBank:

BC029510

Identification du gène (NCBI):

23498

Nom complet:

3-hydroxyanthranilate 3,4-dioxygenase

MW calculé

286 aa, 33 kDa

MW observés:

33 kDa

Méthode de purification:

Purification par affinité contre l'antigène

Dilutions recommandées:

WB 1:500-1:1000

IHC 1:50-1:500

IF 1:50-1:500

Applications

Applications testées:

IF, IHC, WB, ELISA

Demandes citées:

IHC, WB

Spécificité de l'espèce:

Humain, rat, souris

Espèces citées:

Humain, rat

Remarque-IHC: il est suggéré de démasquer l'antigène avec un tampon de TE buffer pH 9,0; (*) A défaut, 'le démasquage de l'antigène peut être effectué avec un tampon citrate pH 6,0.

Contrôles positifs:

WB : tissu hépatique humain, tissu hépatique de rat, tissu hépatique de souris

IHC : tissu de gliome humain,

IF : cellules HepG2,

Informations générales

Publications notables

Autrice	Pubmed ID	Journal	Application
Dong Liu	36627132	Adv Sci (Weinh)	WB, IHC
Wang Zhu	36932340	BMC Genomics	IHC

Stockage

Stockage:

Stocker à -20°C. Stable pendant un an après l'expédition.

Tampon de stockage:

PBS avec azoture de sodium à 0,02 % et glycérol à 50 % pH 7,3

L'aliquotage n'est pas nécessaire pour le stockage à -20°C

*** Les 20ul contiennent 0,1% de BSA.


For technical support and original validation data for this product please contact:

T: 1 (888) 4PTGLAB (1-888-478-4522) (toll free in USA), or 1(312) 455-8498 (outside USA)

E: proteintech@ptglab.com
W: ptglab.com

This product is exclusively available under Proteintech Group brand and is not available to purchase from any other manufacturer.


Données de validation sélectionnées




Immunofluorescent analysis of (-20°C Ethanol) fixed HepG2 cells using 12791-1-AP (HAAO antibody) at dilution of 1:50 and Alexa Fluor 488-conjugated AffiniPure Goat Anti-Rabbit IgG(H+L).



human liver tissue were subjected to SDS PAGE followed by western blot with 12791-1-AP (HAAO antibody) at dilution of 1:300 incubated at room temperature for 1.5 hours.



Immunohistochemical analysis of paraffin-embedded human gliomas tissue slide using 12791-1-AP (HAAO Antibody) at dilution of 1:200 (under 10x lens).



Immunohistochemical analysis of paraffin-embedded human gliomas tissue slide using 12791-1-AP (HAAO Antibody) at dilution of 1:200 (under 40x lens).