

À des fins de recherche uniquement

Anticorps Polyclonal de lapin anti-TPRKB



Numéro de catalogue: 12800-1-AP

Informations de base

Numéro de catalogue:

12800-1-AP

Numéro d'acquisition GenBank:

BC029492

Méthode de purification:

Purification par affinité contre l'antigène

Taille:

150ul, Concentration: 400 µg/ml by Nanodrop and 267 µg/ml by Bradford method using BSA as the standard;

Identification du gène (NCBI):

51002

Dilutions recommandées:

WB 1:500-1:1000

Hôte:

Lapin

Nom complet:

TP53RK binding protein

MW calculé

175 aa, 20 kDa

Isotype:

IgG

MW observés:

20 kDa

Immunogen Catalog Number:

AG3551

Applications

Applications testées:

WB, ELISA

Contrôles positifs:

WB : tissu cardiaque humain,

Spécificité de l'espèce:

Humain, rat, souris

Informations générales

TPRKB, also named as CGI 121, belongs to the CGI 121/TPRKB family. It interacts with TP53RK/PRPK and is widely expressed in all tissues. This antibody is a rabbit polyclonal antibody raised against full length TPRKB of human origin.

Stockage

Stockage:

Stocker à -20°C. Stable pendant un an après l'expédition.

Tampon de stockage:

PBS avec azoture de sodium à 0,02 % et glycérol à 50 % pH 7,3

L'aliquotage n'est pas nécessaire pour le stockage à -20C

*** Les 20ul contiennent 0,1% de BSA.

For technical support and original validation data for this product please contact:

T: 1 (888) 4PTGLAB (1-888-478-4522) (toll free in USA), or 1(312) 455-8498 (outside USA)

E: proteintech@ptglab.com

W: ptglab.com

This product is exclusively available under Proteintech Group brand and is not available to purchase from any other manufacturer.

Données de validation sélectionnées



human heart tissue were subjected to SDS PAGE followed by western blot with 12800-1-AP (TPRKB antibody) at dilution of 1:300 incubated at room temperature for 1.5 hours.