

À des fins de recherche uniquement

Anticorps Polyclonal de lapin anti-HABP2



Numéro de catalogue: 12863-1-AP

2 Publications

Informations de base

Numéro de catalogue:
12863-1-AP

Taille:
150ul, Concentration: 500 µg/ml by Nanodrop and 333 µg/ml by Bradford method using BSA as the standard;

Hôte:
Lapin

Isotype:
IgG

Immunogen Catalog Number:
AG3981

Numéro d'acquisition GenBank:
BC031412

Identification du gène (NCBI):
3026

Nom complet:
hyaluronan binding protein 2

MW calculé
560 aa, 63 kDa

Méthode de purification:
Purification par affinité contre l'antigène

Dilutions recommandées:
IHC 1:50-1:500

Applications

Applications testées:
IHC, ELISA

Demandes citées:
IHC

Spécificité de l'espèce:
Humain

Espèces citées:
Humain

Remarque-IHC: il est suggéré de démasquer l'antigène avec un tampon de TE buffer pH 9,0; (*) A défaut, 'le démasquage de l'antigène peut être 'effectué avec un tampon citrate pH 6,0.

Contrôles positifs:

IHC : tissu de cancer du foie humain,

Informations générales

HABP2 is also named as HGFAL, PHBP and belongs to the peptidase S1 family. It can activate coagulation factor VII and prourokinase and release the vasoactive peptide bradykinin by cleaving kininogen and is an important role in the regulation of the haemostasis system as well as fibroproliferative inflammatory processes (PMID:21655671). HABP2 is present as the 70 kDa inactive single chain precursor in human plasma and transforms to the active two chain form, 50 kDa heavy chain and 27 kDa light chain, and the 50 kDa heavy chain changes to two 26 kDa fragments, and 27 kDa light chain to 17 kDa and 8 kDa fragments, which are all bridged by disulfide linkages, by autocleavage (PMID:11217080).

Publications notables

Autrice	Pubmed ID	Journal	Application
Yun Zhu	31660067	Theranostics	IHC
Li Huang	36715893	J Assoc Res Otolaryngol	IHC

Stockage

Stockage:

Stocker à -20°C. Stable pendant un an après l'expédition.

Tampon de stockage:

PBS avec azoture de sodium à 0,02 % et glycérol à 50 % pH 7,3

L'aliquotage n'est pas nécessaire pour le stockage à -20C

*** Les 20ul contiennent 0,1% de BSA.


For technical support and original validation data for this product please contact:

T: 1 (888) 4PTGLAB (1-888-478-4522) (toll free in USA), or 1(312) 455-8498 (outside USA)


E: proteintech@ptglab.com
W: ptglab.com

This product is exclusively available under Proteintech Group brand and is not available to purchase from any other manufacturer.

Données de validation sélectionnées



Immunohistochemical analysis of paraffin-embedded human liver cancer tissue slide using 12863-1-AP (HABP2 Antibody) at dilution of 1:100 (under 10x lens).



Immunohistochemical analysis of paraffin-embedded human liver cancer tissue slide using 12863-1-AP (HABP2 Antibody) at dilution of 1:100 (under 40x lens).