

À des fins de recherche uniquement

Anticorps Polyclonal de lapin anti-NUP93



Numéro de catalogue: 13077-1-AP

Phare

4 Publications

Informations de base

Numéro de catalogue:

13077-1-AP

Taille:

150ul, Concentration: 450 µg/ml by Nanodrop and 300 µg/ml by Bradford method using BSA as the standard;

Hôte:

Lapin

Isotype:

IgG

Immunogen Catalog Number:

AG3735

Numéro d'acquisition GenBank:

BC034346

Identification du gène (NCBI):

9688

Nom complet:

nucleoporin 93kDa

MW calculé

819 aa, 93 kDa

MW observés:

85-93 kDa

Méthode de purification:

Purification par affinité contre l'antigène

Dilutions recommandées:

WB 1:500-1:2000

Applications

Applications testées:

WB, ELISA

Demandes citées:

WB

Spécificité de l'espèce:

Humain, rat, souris

Espèces citées:

Humain, rat, souris

Contrôles positifs:

WB : tissu testiculaire de souris, cellules A431, cellules HEK-293

Informations générales

Publications notables

Autrice	Pubmed ID	Journal	Application
Zhixiong Liu	30876848	Neuron	WB
Yuri Furusawa	30087672	Front Microbiol	WB
Bin Chen	35152263	Oncogene	WB

Stockage

Stockage:

Stocker à -20°C. Stable pendant un an après l'expédition.

Tampon de stockage:

PBS avec azoture de sodium à 0,02 % et glycérol à 50 % pH 7,3

L'aliquotage n'est pas nécessaire pour le stockage à -20C

*** Les 20ul contiennent 0,1% de BSA.


For technical support and original validation data for this product please contact:

T: 1 (888) 4PTGLAB (1-888-478-4522) (toll free in USA), or 1(312) 455-8498 (outside USA)

E: proteintech@ptglab.com
W: ptglab.com

This product is exclusively available under Proteintech Group brand and is not available to purchase from any other manufacturer.

Données de validation sélectionnées



mouse testis tissue were subjected to SDS PAGE followed by western blot with 13077-1-AP (NUP93 Antibody) at dilution of 1:1000 incubated at room temperature for 1.5 hours.