

À des fins de recherche uniquement

Anticorps Polyclonal de lapin anti-RBMS2



Numéro de catalogue: 13166-1-AP

1 Publications

Informations de base

Numéro de catalogue:

13166-1-AP

Taille:

150ul , Concentration: 133 µg/ml by Bradford method using BSA as the standard;

Hôte:

Lapin

Isotype:

IgG

Immunogen Catalog Number:

AG3818

Numéro d'acquisition GenBank:

BC027863

Identification du gène (NCBI):

5939

Nom complet:

RNA binding motif, single stranded interacting protein 2

MW calculé

407 aa, 44 kDa

MW observés:

44 kDa

Méthode de purification:

Purification par affinité contre l'antigène

Dilutions recommandées:

WB 1:500-1:1000

Applications

Applications testées:

WB, ELISA

Demandes citées:

WB

Spécificité de l'espèce:

Humain, rat, souris

Espèces citées:

Humain

Contrôles positifs:

WB : tissu cutané de souris, cellules HeLa

Informations générales

Publications notables

Autrice	Pubmed ID	Journal	Application
N Pospiech	29434205	Sci Rep	WB

Stockage

Stockage:

Stocker à -20°C. Stable pendant un an après l'expédition.

Tampon de stockage:

PBS avec azoture de sodium à 0,02 % et glycérol à 50 % pH 7,3

L'aliquotage n'est pas nécessaire pour le stockage à -20°C

*** Les 20ul contiennent 0,1% de BSA.

For technical support and original validation data for this product please contact:


T: 1 (888) 4PTGLAB (1-888-478-4522) (toll free in USA), or 1(312) 455-8498 (outside USA)

E: proteintech@ptglab.com

W: ptglab.com

This product is exclusively available under Proteintech Group brand and is not available to purchase from any other manufacturer.

Données de validation sélectionnées



mouse skin tissue were subjected to SDS PAGE followed by western blot with 13166-1-AP (RBMS2 antibody) at dilution of 1:400 incubated at room temperature for 1.5 hours.