

À des fins de recherche uniquement

Anticorps Polyclonal de lapin anti-STOML3



Numéro de catalogue: 13316-1-AP

2 Publications

Informations de base

Numéro de catalogue:

13316-1-AP

Taille:

150ul, Concentration: 133 µg/ml by Nanodrop and 133 µg/ml by Bradford method using BSA as the standard;

Hôte:

Lapin

Isotype:

IgG

Immunogen Catalog Number:

AG4160

Numéro d'acquisition GenBank:

BC025760

Identification du gène (NCBI):

161003

Nom complet:

stomatin (EPB72)-like 3

MW calculé

291 aa, 32 kDa

MW observés:

30 kDa

Méthode de purification:

Purification par affinité contre l'antigène

Dilutions recommandées:

WB 1:500-1:2000

Applications

Applications testées:

WB, ELISA

Demandes citées:

IF, IHC, WB

Spécificité de l'espèce:

Humain, rat, souris

Espèces citées:

souris

Contrôles positifs:

WB : cellules HeLa, cellules MCF-7, cellules SH-SY5Y

Informations générales

Publications notables

Autrice	Pubmed ID	Journal	Application
Kevin Y Gonzalez-Velandia	35794236	Sci Rep	IF
Emilio Agostinelli	33637538	eNeuro	WB, IHC

Stockage

Stockage:

Stocker à -20°C. Stable pendant un an après l'expédition.

Tampon de stockage:

PBS avec azoture de sodium à 0,02 % et glycérol à 50 % pH 7,3

L'aliquotage n'est pas nécessaire pour le stockage à -20C

*** Les 20ul contiennent 0,1% de BSA.

For technical support and original validation data for this product please contact:


T: 1 (888) 4PTGLAB (1-888-478-4522) (toll free in USA), or 1(312) 455-8498 (outside USA)

E: proteintech@ptglab.com

W: ptglab.com

This product is exclusively available under Proteintech Group brand and is not available to purchase from any other manufacturer.

Données de validation sélectionnées



HeLa cells were subjected to SDS PAGE followed by western blot with 13316-1-AP (STOML3 antibody) at dilution of 1:500 incubated at room temperature for 1.5 hours.